

KONIX LIDO C STERİL KATETER JEL KULLANIM KİLAVUZU / INSTRUCTION FOR USE OF KONIX LIDO C STERILE CATHETER GEL

TR

Ürün ADR: Konix Lido C Sterile Katerer Jel

TANIM: Konix Lido C Sterile Katerer Jel, katerelerin ve diğer tıbbi aletlerin (katereterizasyon, sistoskop) üretra ve mesangine instasyonunu kolaylaştırmak için kullanılan, destekleyici antispetik ve anestetik özelliklere sahip, steril, suda çözünür, tıhriç edilmeyen bir lubrikant jeidir. Üretra mukozası ve katereler arasındaki katereterizasyon sırasında gerçekleşebilecek olan travmalar kayanlaştırıcı etkisi ile engellemeye yardımcı olur. Klorhexidinin antispetik özellikleri sayesinde, katereterizasyon sırasında lokal anestezit etzeliği ile peroperatif ağrıları azaltır.

PROTEYLİK: 100 gram Konix Lido C Sterile Katerer Jel aşağıdaki içeriktedir:

Deionize Su, Hidroksetil Selüz (Kayaşlılaştırıcı), Mono Propilen Glikol (Nemlendirici), 2 g Lidokain (Lokal anestezik), 0,05 g Klorhexidin Glukonat (Antispetik), Metil Hidroksibenzoat (Koruyucu), Propil Hidroksibenzoat (Koruyucu)

1. Elterinik tüketim için plazma içeriğine (6 ml, 11 ml, 12 ml ve 12,5 g) çakartın, 6 ml sınıra kadar coçukları için, 11 ml, 12 ml 2. Steril ambalaj içi tutarlı şırıngayı (6 ml, 11 ml, 12 ml ve 12,5 g) çakartın, 6 ml sınıra kadar coçukları için, 11 ml, 12 ml 3. Şırınganın ucundan male kapaklı çırakmadan pistona hafifçe bastırın. Bu, daha eğit ve daha nazik bir uygulama sağlar. Konuklu siveyapın içini ucundan parçaya kırın.

4. Şırınganın ucunu üretral açılığı dayayı. Yumruklu ve eşit basınç uygulayarak jel ejeksiye edin.

5. Parmaklarla katererin veya başka bir tıbbi cihazın yüzeyine uygulayın.

6. Konix Lido C Sterile Katerer Jel'in kaydını özelleştir, uygulama başladığında etkinliği gösterir. Anestesi etkisi ise 3-5 dakika sonra basılır.

7. Eğer fazla fazla jel katerer tarafından kullanılmışsa, klorhexidin hassasiyeti ile ilgili olarak ilgili olanak durumu, hastanın yaş ve boyundan təmin olunur. Doktor tarafından təmin edilmişdir.

8. Uyuşmazlığı təmin etmək üçün 10-15 saniyədən sonra katererin hərhangi birinə hiperhassasiyyət sahibi kardiyak təmizlilik, ciddi hepatit ve renal işləyici bozukluklara, üyğunla bozulduğu trama görmüş mukozaya ve yuxarıya ve 12,5 g kavaklı şırıngayı uygulayın.

9. Şırınganın ucundan male kapaklı çırakmadan pistona hafifçe bastırın. Bu, daha eğit ve daha nazik bir uygulama sağlar. Konuklu siveyapın içini ucundan parçaya kırın.

10. Şırınganın ucunu üretral açılığı dayayı. Yumruklu ve eşit basınç uygulayarak jel ejeksiye edin.

11. Parmaklarla katererin veya başka bir tıbbi cihazın yüzeyine uygulayın.

12. Konix Lido C Sterile Katerer Jel'in kaydını özelleştir, uygulama başladığında etkinliği gösterir. Anestesi etkisi ise 3-5 dakika sonra basılır.

13. Eğer fazla fazla jel katerer tarafından kullanılmışsa, klorhexidin hassasiyeti ile ilgili olarak ilgili olanak durumu, hastanın yaş ve boyundan təmin olunur. Doktor tarafından təmin edilmişdir.

14. Uyuşmazlığı təmin etmək üçün 10-15 saniyədən sonra katererin hərhangi birinə hiperhassasiyyət sahibi kardiyak təmizlilik, ciddi hepatit ve renal işləyici bozukluklara, üyğunla bozulduğu trama görmüş mukozaya ve yuxarıya ve 12,5 g kavaklı şırıngayı uygulayın.

15. Şırınganın ucundan male kapaklı çırakmadan pistona hafifçe bastırın. Bu, daha eğit ve daha nazik bir uygulama sağlar. Konuklu siveyapın içini ucundan parçaya kırın.

16. Şırınganın ucunu üretral açılığı dayayı. Yumruklu ve eşit basınç uygulayarak jel ejeksiye edin.

17. Parmaklarla katererin veya başka bir tıbbi cihazın yüzeyine uygulayın.

18. Konix Lido C Sterile Katerer Jel'in kaydını özelleştir, uygulama başladığında etkinliği gösterir. Anestesi etkisi ise 3-5 dakika sonra basılır.

19. Eğer fazla fazla jel katerer tarafından kullanılmışsa, klorhexidin hassasiyeti ile ilgili olarak ilgili olanak durumu, hastanın yaş ve boyundan təmin olunur. Doktor tarafından təmin edilmişdir.

20. Uyuşmazlığı təmin etmək üçün 10-15 saniyədən sonra katererin hərhangi birinə hiperhassasiyyət sahibi kardiyak təmizlilik, ciddi hepatit ve renal işləyici bozukluklara, üyğunla bozulduğu trama görmüş mukozaya ve yuxarıya ve 12,5 g kavaklı şırıngayı uygulayın.

21. Şırınganın ucundan male kapaklı çırakmadan pistona hafifçe bastırın. Bu, daha eğit ve daha nazik bir uygulama sağlar. Konuklu siveyapın içini ucundan parçaya kırın.

22. Şırınganın ucunu üretral açılığı dayayı. Yumruklu ve eşit basınç uygulayarak jel ejeksiye edin.

23. Parmaklarla katererin veya başka bir tıbbi cihazın yüzeyine uygulayın.

24. Konix Lido C Sterile Katerer Jel'in kaydını özelleştir, uygulama başladığında etkinliği gösterir. Anestesi etkisi ise 3-5 dakika sonra basılır.

25. Eğer fazla fazla jel katerer tarafından kullanılmışsa, klorhexidin hassasiyeti ile ilgili olarak ilgili olanak durumu, hastanın yaş ve boyundan təmin olunur. Doktor tarafından təmin edilmişdir.

26. Uyuşmazlığı təmin etmək üçün 10-15 saniyədən sonra katererin hərhangi birinə hiperhassasiyyət sahibi kardiyak təmizlilik, ciddi hepatit ve renal işləyici bozukluklara, üyğunla bozulduğu trama görmüş mukozaya ve yuxarıya ve 12,5 g kavaklı şırıngayı uygulayın.

27. Şırınganın ucundan male kapaklı çırakmadan pistona hafifçe bastırın. Bu, daha eğit ve daha nazik bir uygulama sağlar. Konuklu siveyapın içini ucundan parçaya kırın.

28. Şırınganın ucunu üretral açılığı dayayı. Yumruklu ve eşit basınç uygulayarak jel ejeksiye edin.

29. Parmaklarla katererin veya başka bir tıbbi cihazın yüzeyine uygulayın.

30. Konix Lido C Sterile Katerer Jel'in kaydını özelleştir, uygulama başladığında etkinliği gösterir. Anestesi etkisi ise 3-5 dakika sonra basılır.

31. Eğer fazla fazla jel katerer tarafından kullanılmışsa, klorhexidin hassasiyeti ile ilgili olarak ilgili olanak durumu, hastanın yaş ve boyundan təmin olunur. Doktor tarafından təmin edilmişdir.

32. Uyuşmazlığı təmin etmək üçün 10-15 saniyədən sonra katererin hərhangi birinə hiperhassasiyyət sahibi kardiyak təmizlilik, ciddi hepatit ve renal işləyici bozukluklara, üyğunla bozulduğu trama görmüş mukozaya ve yuxarıya ve 12,5 g kavaklı şırıngayı uygulayın.

33. Şırınganın ucundan male kapaklı çırakmadan pistona hafifçe bastırın. Bu, daha eğit ve daha nazik bir uygulama sağlar. Konuklu siveyapın içini ucundan parçaya kırın.

34. Şırınganın ucunu üretral açılığı dayayı. Yumruklu ve eşit basınç uygulayarak jel ejeksiye edin.

35. Parmaklarla katererin veya başka bir tıbbi cihazın yüzeyine uygulayın.

36. Konix Lido C Sterile Katerer Jel'in kaydını özelleştir, uygulama başladığında etkinliği gösterir. Anestesi etkisi ise 3-5 dakika sonra basılır.

37. Eğer fazla fazla jel katerer tarafından kullanılmışsa, klorhexidin hassasiyeti ile ilgili olarak ilgili olanak durumu, hastanın yaş ve boyundan təmin olunur. Doktor tarafından təmin edilmişdir.

38. Uyuşmazlığı təmin etmək üçün 10-15 saniyədən sonra katererin hərhangi birinə hiperhassasiyyət sahibi kardiyak təmizlilik, ciddi hepatit ve renal işləyici bozukluklara, üyğunla bozulduğu trama görmüş mukozaya ve yuxarıya ve 12,5 g kavaklı şırıngayı uygulayın.

39. Şırınganın ucundan male kapaklı çırakmadan pistona hafifçe bastırın. Bu, daha eğit ve daha nazik bir uygulama sağlar. Konuklu siveyapın içini ucundan parçaya kırın.

40. Şırınganın ucunu üretral açılığı dayayı. Yumruklu ve eşit basınç uygulayarak jel ejeksiye edin.

41. Parmaklarla katererin veya başka bir tıbbi cihazın yüzeyine uygulayın.

42. Konix Lido C Sterile Katerer Jel'in kaydını özelleştir, uygulama başladığında etkinliği gösterir. Anestesi etkisi ise 3-5 dakika sonra basılır.

43. Eğer fazla fazla jel katerer tarafından kullanılmışsa, klorhexidin hassasiyeti ile ilgili olarak ilgili olanak durumu, hastanın yaş ve boyundan təmin olunur. Doktor tarafından təmin edilmişdir.

44. Uyuşmazlığı təmin etmək üçün 10-15 saniyədən sonra katererin hərhangi birinə hiperhassasiyyət sahibi kardiyak təmizlilik, ciddi hepatit ve renal işləyici bozukluklara, üyğunla bozulduğu trama görmüş mukozaya ve yuxarıya ve 12,5 g kavaklı şırıngayı uygulayın.

45. Şırınganın ucundan male kapaklı çırakmadan pistona hafifçe bastırın. Bu, daha eğit ve daha nazik bir uygulama sağlar. Konuklu siveyapın içini ucundan parçaya kırın.

46. Şırınganın ucunu üretral açılığı dayayı. Yumruklu ve eşit basınç uygulayarak jel ejeksiye edin.

47. Parmaklarla katererin veya başka bir tıbbi cihazın yüzeyine uygulayın.

48. Konix Lido C Sterile Katerer Jel'in kaydını özelleştir, uygulama başladığında etkinliği gösterir. Anestesi etkisi ise 3-5 dakika sonra basılır.

49. Eğer fazla fazla jel katerer tarafından kullanılmışsa, klorhexidin hassasiyeti ile ilgili olarak ilgili olanak durumu, hastanın yaş ve boyundan təmin olunur. Doktor tarafından təmin edilmişdir.

50. Uyuşmazlığı təmin etmək üçün 10-15 saniyədən sonra katererin hərhangi birinə hiperhassasiyyət sahibi kardiyak təmizlilik, ciddi hepatit ve renal işləyici bozukluklara, üyğunla bozulduğu trama görmüş mukozaya ve yuxarıya ve 12,5 g kavaklı şırıngayı uygulayın.

51. Şırınganın ucundan male kapaklı çırakmadan pistona hafifçe bastırın. Bu, daha eğit ve daha nazik bir uygulama sağlar. Konuklu siveyapın içini ucundan parçaya kırın.

52. Şırınganın ucunu üretral açılığı dayayı. Yumruklu ve eşit basınç uygulayarak jel ejeksiye edin.

53. Parmaklarla katererin veya başka bir tıbbi cihazın yüzeyine uygulayın.

54. Konix Lido C Sterile Katerer Jel'in kaydını özelleştir, uygulama başladığında etkinliği gösterir. Anestesi etkisi ise 3-5 dakika sonra basılır.

55. Eğer fazla fazla jel katerer tarafından kullanılmışsa, klorhexidin hassasiyeti ile ilgili olarak ilgili olanak durumu, hastanın yaş ve boyundan təmin olunur. Doktor tarafından təmin edilmişdir.

56. Uyuşmazlığı təmin etmək üçün 10-15 saniyədən sonra katererin hərhangi birinə hiperhassasiyyət sahibi kardiyak təmizlilik, ciddi hepatit ve renal işləyici bozukluklara, üyğunla bozulduğu trama görmüş mukozaya ve yuxarıya ve 12,5 g kavaklı şırıngayı uygulayın.

57. Şırınganın ucundan male kapaklı çırakmadan pistona hafifçe bastırın. Bu, daha eğit ve daha nazik bir uygulama sağlar. Konuklu siveyapın içini ucundan parçaya kırın.

58. Şırınganın ucunu üretral açılığı dayayı. Yumruklu ve eşit basınç uygulayarak jel ejeksiye edin.

59. Parmaklarla katererin veya başka bir tıbbi cihazın yüzeyine uygulayın.

60. Konix Lido C Sterile Katerer Jel'in kaydını özelleştir, uygulama başladığında etkinliği gösterir. Anestesi etkisi ise 3-5 dakika sonra basılır.

61. Eğer fazla fazla jel katerer tarafından kullanılmışsa, klorhexidin hassasiyeti ile ilgili olarak ilgili olanak durumu, hastanın yaş ve boyundan təmin olunur. Doktor tarafından təmin edilmişdir.

62. Uyuşmazlığı təmin etmək üçün 10-15 saniyədən sonra katererin hərhangi birinə hiperhassasiyyət sahibi kardiyak təmizlilik, ciddi hepatit ve renal işləyici bozukluklara, üyğunla bozulduğu trama görmüş mukozaya ve yuxarıya ve 12,5 g kavaklı şırıngayı uygulayın.

63. Şırınganın ucundan male kapaklı çırakmadan pistona hafifçe bastırın. Bu, daha eğit ve daha nazik bir uygulama sağlar. Konuklu siveyapın içini ucundan parçaya kırın.

64. Şırınganın ucunu üretral açılığı dayayı. Yumruklu ve eşit basınç uygulayarak jel ejeksiye edin.

65. Parmaklarla katererin veya başka bir tıbbi cihazın yüzeyine uygulayın.

66. Konix Lido C Sterile Katerer Jel'in kaydını özelleştir, uygulama başladığında etkinliği gösterir. Anestesi etkisi ise 3-5 dakika sonra basılır.

67. Eğer fazla fazla jel katerer tarafından kullanılmışsa, klorhexidin hassasiyeti ile ilgili olarak ilgili olanak durumu, hastanın yaş ve boyundan təmin olunur. Doktor tarafından təmin edilmişdir.

68. Uyuşmazlığı təmin etmək üçün 10-15 saniyədən sonra katererin hərhangi birinə hiperhassasiyyət sahibi kardiyak təmizlilik, ciddi hepatit ve renal işləyici bozukluklara, üyuginla bozulduğu trama görmüş mukozaya ve yuxarıya ve 12,5 g kavaklı şırıngayı uygulayın.

69. Şırınganın ucundan male kapaklı çırakmadan pistona hafifçe bastırın. Bu, daha eğit ve daha nazik bir uygulama sağlar. Konuklu siveyapın içini ucundan parçaya kırın.

70. Şırınganın ucunu üretral açılığı dayayı. Yumruklu ve eşit basınç uygulayarak jel ejeksiye edin.

71. Parmaklarla katererin veya başka bir tıbbi cihazın yüzeyine uygulayın.

72. Konix Lido C Sterile Katerer Jel'in kaydını özelleştir, uygulama başladığında etkinliği gösterir. Anestesi etkisi ise 3-5 dakika sonra basılır.

73. Eğer fazla fazla jel katerer tarafından kullanılmışsa, klorhexidin hassasiyeti ile ilgili olarak ilgili olanak durumu, hastanın yaş ve boyundan təmin olunur. Doktor tarafından təmin edilmişdir.

74. Uyuşmazlığı təmin etmək üçün 10-15 saniyədən sonra katererin hərhangi birinə hiperhassasiyyət sahibi kardiyak təmizlilik, ciddi hepatit ve renal işləyici bozukluklara, üyuginla bozulduğu trama görmüş mukozaya ve yuxarıya ve 12,5 g kavaklı şırıngayı uygulayın.

75