

Vessel Loops

EN. TWO VASCULAR LOOPS FOR IDENTIFICATION, OCCLUSION, RETRACTION.

Instructions for use:

- Place VESSEL LOOPS through or around site for identification, occlusion or retraction.
- For occlusion or retraction certain tension is required.
- Please ensure VESSEL LOOPS has been removed from applications site before intervention is concluded.
- Discard after use, as per hospital's routine.

Reuse or re-sterilization of this device may result in contamination or malfunction.

^(*)Latex free ^(*)Radiopaque

FR. DEUX LACS VASCULAIRES POUR IDENTIFICATION, OCCLUSION, RETRACTION.

Instructions d'utilisation:

- Mettre le VESSEL LOOPS à travers ou autour de la zone pour identification, occlusion ou retraction.
- Il faut quelque tension pour occlure ou rétracter.
- Vérifiez que le VESSEL LOOPS à était retiré de la zone de l'intervention avant la conclusion de la chirurgie.
- Après utilisation rejeter d'accord le protocole de l'hôpital.

La réutilisation ou la re-stérilisation de ce produit peut causer une contamination ou un dysfonctionnement.

^(*)Sans latex ^(*)Radio Opaque

DE. ZWEI GEFÄSSSCHLINGEN ZUR IDENTIFIZIERUNG, OKKLUDIERUNG, RETRAHIERUNG.

Hinweis:

- Schlinge zur Identifikation, Okklusion oder Retraktion unter oder um das Gefäß herum plazieren.
- Für die Okklusion oder Retraktion ist ein ausreichender Zug auf die Gefäßschlingen notwendig.
- Vor der Beendigung des Eingriffes, überprüfen dass VESSEL-LOOPS aus der Zone der Anwendung zurückgenommen ist.
- Produkt nach Gebrauch sicher entsorgen.

Wiederverwendug oder Wiedersterilisation des Gerätes könnte aus Kontamination oder Funktionsstörung resultieren.

^(*)Latex frei ^(*)Röntgenstrahlenundurchlässig

ES. DOS CINTAS VASCULARES PARA IDENTIFICACIÓN, OCLUSIÓN, RETRACCIÓN.

Instrucciones de uso:

- Colocar el VESSEL LOOPS a través o alrededor de la zona para identificación, oclusión o retracción.
- Para oclusión o retracción es necesaria una cierta tensión.
- Asegurarse que el VESSEL LOOPS ha sido retirado de la zona de aplicación, antes de concluir la intervención quirúrgica.
- Desechar después del uso, según el protocolo del hospital.

La reutilización o re-esterilización de este producto puede causar contaminación o mal funcionamiento.

^(*)Libre de látex ^(*)Radiopaco

IT. DUE LOOPS VASCOLARI PER IDENTIFICAZIONE, OCCLUSIONE, RETRAZIONE.

Istruzione per l'uso:

- Collocare il VESSEL LOOPS attraverso o intorno alla zona per l'identificazione, occlusione o retrazione.
- Per l'occlusione e l'identificazione, necessita di una certa tensione.
- Si prega di verificare che il VESSEL LOOPS é stato ritirato dall'area del intervento, prima di concludere la chirurgia.
- Una volta usato, gettare il prodotto in base alle attuali norme sui prodotti sanitari.

La riutilizzazione o la risterilizzazione di questo prodotto potrebbe causare contaminazione o mal funzionamento.

(*1)Non contiene lattice (*2)Radiopaco

SV. TVÅ KÄRLSLINGOR FÖR IDENTIFIKATION, OKLUSION, RETRAKTION.

Bruksanvisning:

- Placera KÄRLSLINGORNA genom eller runt platsen för identifikation, okklusion eller retraktion.
- För okklusion eller retraktion krävs viss sträckning.
- Säkerställa att KÄRLSLINGORNA har avlägsnats från applikationsstället innan interventionen avslutas.
- Kassera efter användning, enligt sjukhusets rutiner.

Återanvändning eller resterilisering av denna produkt kan resultera i kontamination eller felfunktion.

(*1)Latexfri (*2)Röntgentäta

Distributed by:

BARID

Tilgate Forest Business Park
Brighton RD, West Sussex Crawley,
RH11 9BP, United Kindom.

 TELIC, S.A.U.
Poligono Industrial Can Barri
C/ Moll d'en Barri, 7
08415 Bigues i Riells
Barcelona (Spain)



RADIOPAQUE^(*2)

STERILE EO

CE
1434

 LATEX^(*1)