

# Infusomat® Space Line SafeSet Infusomat® Space Line

**AR** IMPORTADOR: V. Braun Medical S.A., Urbini 663 - 2º (1027) C.A.B.A. Argentina  
Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias. D. T. Farm. Mariano Petalita M.N. 13430

**ES** Nosilac upisa med. sredstva u Registar med. sredstava i distribut: V. Braun Adria RSRB d.o.o., Brijda Stanjevića 14, 11000 Beograd, Srbija

**QZ** Адрес организации принимающей пренести от потребителя по качеству продукции (товара) на территории Республики Казахстан/Организация на территории Республики Казахстан, ответственная за регистрацию/контроль

**AL** For sterilization type see primary packaging

**RU** Производитель: Б.Браун

Мельзунген АГ, Карл-Браун-Штрассе 1 34212 Мельзунген, Германия V. Braun Melsungen AG, Carl-Brühl-Sträße 1, 34212 Melsungen, Germany. Уполномоченная организация (импортер) в РФ: ООО «Б.Браун Медикал», 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д.10 Тел./факс: (812) 320-40-04

наблюдение за безопасностью лекарственного средства ТОО «Б.Браун Медикал Казахстан». Алматы, ул. Тимирязева 26/29Тел.: +7 (727) 2200002эл. адрес: rplmascov@glance.kz@vbraun.com

**BR** Importado e distribuido por: Laboratórios V Braun S/A Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Lequitiba, 09-Arsenal CEP: 24751-000 Falm. Resp.: Rosane G. R da Costa Consulte a embalagem para ver o numero de registro

**TR** Sterilizasyon tipi için primer ambalaja bakınız

**CO** Importado por V Braun Medical SA. Calle 44 N 8-08/31 Bogotá.

**IN** “ब्राउन्” - अक्सर लघु-वायु “V. Braun” Infusomat Space Line 藥商名稱: 台灣柏申股份有限公司 藥商地址: 臺北市松山區健康路 152號9樓 製造批號, 製造日期及有效期間 或保存期限: 如原廠標示

**ID** Imported by: PT. V. Braun Medical Indonesia Jakarta-Indonesia

**UA** Уповноважений представник виробника в Україні – ТОВ “Б.Браун Медикал Україна”, 03067 м. Київ, бул. В. Гавела 4, тел. (044) 351-11-30

**MY** Authorised representative: V. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Penang, Malaysia. www.vbraun.com



0123

0719

12410721



UL TR 039






V. Braun Melsungen AG  
34209 Melsungen  
Germany  
www.vbraun.com

GB	Instructions for use
DE	Gebrauchsanweisung
BG	Инструкция за употреба
CN	使用说明
CZ	Navod k použití
DK	Brugsanvisning
EE	Kasutusjuhised
ES	Instrucciones de uso
FI	Käyttöohje
FR	Mode d'emploi
GR	Οδηγίες Χρήσης
HR	Prute za uporabu
HU	Használati utasítás
ID	Petunjuk pengunaan
IT	Istruzioni per l'uso
KR	사용 지침
KZ	Қолдану жөніндегі нұсқаулық
LT	Naudojimo instrukcija
LV	Lietošanas instrukcija
NL	Gebbruiksinformatie
NO	Bruksanvisning
PL	Instrukcja użytkowania
PT	Instruções de utilização
RO	Instrucţiuni de utilizare
RS	Uputstvo za upotrebu
RU	Инструкция по применению
SE	Bruksanvisning
SI	Navodila za uporabo
SK	Navod na použitie
TN	التيقيد في الاستخدام
TR	Kullanım Klavuzu
UA	Інструкції для застосування
VN	Hướng dẫn sử dụng







# Infusomat® Space Line SafeSet Infusomat® Space Line



**P** = Pressure (Druck)



## Warning notices

### Warning

Re-use of single-use devices creates a potential risk of patient or user. It may lead to contamination and/or impairment of functional capability. Contamination and/or limited functionality of the device may lead to injury, illness or death of the patient.

Do not use if protective caps are loose or missing or if packaging is damaged.

Caution! If a pneumatic cuff is used during infusion, remove air from the container beforehand. Observe general safety precautions!

Please observe instructions for Use of B Braun Infusion pumps and mind instructions for parallel infusions.

When using Infusomat Space and Infusomat fms without a drip sensor, use a volume setting smaller / equal the filling volume of the container.

### Warnings

Die Wiederverwendung von Geräten für den einmaligen Gebrauch stellt ein potenzielles Risiko für den Patienten oder den Anwender dar. Sie kann eine Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktionalität zur Folge haben. Kontamination und/oder eingeschränkte Funktionalität des Gerätes können zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen. Steril, pyrogenfrei.

Nicht bei fehlenden oder losen Schutzkappen verwenden bzw. wenn die Verpackung beschädigt ist.

Achtung! Bei Infusion mit Druckmanschette vorher Luft aus dem Behälter entfernen. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen beachten! Beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung für die Infusionspumpen von B. Braun und die Anweisungen für Parallelinfusionen.

Bei Verwendung von Infusomat Space und Infusomat fms ohne Tropfsensor eine Volumeneinstellung verwenden, die das Füllvolumen des Behälters nicht übersteigt.

Wenn Infusomat Space Line mit NEUTRAPUR-Schlauch verwendet wird, wählen Sie die entsprechende Einstellung „Space Line NEUTRAPUR“.

### Предупреждение

Повторното използване на изделия за еднократно употреба създава потенциален риск за пациента или потребителя. То може да доведе до замърсяване и/или нарушаване на функционалните характеристики. Замърсяването и/или ограничената функционалност на изделието могат да доведат до травми, заболяване или смърт на пациента.

Средлен, непровенен Да не се използва, ако защитните капачки са разхлабени или липсват, или опаковката е повредена.

Внимание! Ако по време на инфузията се използва пневматичен маншет, преди

това отстранете въздуха от контейнера. Съблюдавайте общите предпазни мерки за безопасност!

Моя, спазвайте инструкциите за употреба на инфузионните помпи B. Braun и вземете под внимание инструкциите за паралелни инфузии.

Когато използвате Infusomat Space и Infusomat fms без сензор за капака / равна на обема на напълване на контейнера.

Ако се използва Infusomat Space Line с труба NEUTRAPUR, мойте изберете съответната настройка „Space Line NEUTRAPUR“.

### 警告

對一次使用設備進行重複使用會對患者或用戶產生潛在風險。可能導致設備受到污染及/或功能能力受損。設備受到污染及/或功能受限可能導致患者受傷、患病或死亡。

先蓋、非熱原。如果排空過程中使用了氣囊式護袖，請勿使用。

注意！如果輸液過程中使用了氣囊式護袖，請遵守《負荷治療設備的使用說明》並當使用不帶滲透感器的 Infusomat Space 和 Infusomat fms 設備時，請使用小/等於容器容量的設置。

如果使用的是 NEUTRAPUR 管路的 “Space Line NEUTRAPUR” 設定。

### Варовани

Отворите použititi zariadení určujúcich k jednorázovému použitiu predstavujú pre pacienta alebo užívateľa potenciálny riziko. Môže viesť k kontaminácii alebo zhoršeniu funkčnosti zariadení, čo môže zapríčiniť zranění, nemoc, prípadne smrť pacienta.

Sterilní, apyrogenní. Jesu-li ochranné krycí povleky nebo dýchací, že je poškozený obal, výrobek nepoužívejte.

Upozornění: Pokud se během infuze používá nafukovací manžeta, nejprve ze zásobníku vyberte vzduch. Dodržujte všeobecná bezpečnostní opatření.

Dodržujte, posim, pokyny k použiti infuzních pomp B. Braun a vezměte na vědomí pokyny pro paralelní infuze.

Používejte-li zariadení Infusomat Space a Infusomat fms bez karpučového senzoru, nastavte objem na hodnotu větší, než je hodnota plničného objemu zásobníku alebo jej rovnou.

Pokud je použitý produkt Infusomat Space Line s hadičkami NEUTRAPUR, vyberte prostím príslušnú nastavenie „Space Line NEUTRAPUR“.

### Advarsel

Genbrugen af engangsmedier medfører en potentielt risiko for patienten og brugeren. Det kan føre til kontaminering af og/eller reduceret funktion. Kontaminering af og/eller reduceret funktion kan medføre skade, sygdom

eller død for patienten. Steril, ikke-pyrogen.

Må ikke anvendes, hvis beskyttelseslækket sidder løs eller mangler, eller hvis emballagen er beskadiget.

FOKSI016 Hvis der bruges en pneumatisk manchet under infusion, skal beholderen tømmes for luft først. Overhold de generelle sikkerhedsforholdsregler.

Følg brugsanvisningen til B. Braun-infusionspumper, og følg instruktionerne til parallel infusionser.

Når Infusomat Space og Infusomat fms anvendes uden en dråpesensor, skal der anvendes en volumeneinstilling, der er mindre end eller lig med beholderens fyldningsvolumen.

Hvis Infusomat Space Line med NEUTRAPUR-slang er anvendes, skal den respektive „Space Line NEUTRAPUR“-indstilling vælges.

### Hinweis

Unehørsdste seadmete uestikastamine tekitab patsientile või kasutajale ohtu. See võib põhjustada seadme saastumist ja/või funktsioonihäired. Seadme saastumine ja/või funktsioonihäired võivad põhjustada patsiendi vigastusi, haigusi või surma.

Steriline, mittepyrogeenne. Ärge kasutage, kui katsekütid on lahtised või kaheldud või kui pakend on kahjustatud. Tähtsust! Kui pneumatsilise vererõhureguleeriva kasutatakse infusiooni ajal, laske õhk eelnevalt mahutist välja. Järgige üldiselt ettevaatusabinõusid!

Järgige B. Braun infusioonipumpane kasutusjuhend ja arevstage parallelinfusiooni juhiseid. Infusomat Space'i ja Infusomat fms'i kasutamisel tähtsustatakse seadmete kogu saastumise või võrdses mahutis talumise kogusuga.

Kui kasutate Infusomat Space Line'i NEUTRAPUR-voolikuaga, valige palun vastav seadistus „Space Line NEUTRAPUR“.

### Advertencia

La reutilización de dispositivos de un solo uso supone un riesgo potencial para el paciente o el usuario. Puede producir contaminación o mal funcionamiento de la capacidad funcional. La contaminación o la limitación en el funcionamiento del dispositivo pueden ocasionar lesión, enfermedad o incluso la muerte del paciente. Estéril, apyrogeno.

No utilizar si faltan los capuchones protectores o se han abrogado, o si el empaque está dañado. ¡Atención! Si utiliza un maniquito neumático durante la infusión, extienda previamente el aire del recipiente. ¡Siga las precauciones generales de seguridad!












Observe las instrucciones de uso de las bombas de infusión de B. Braun y siga las instrucciones de las infusiones paralelas.






Cuando se utiliza Infusomat Space e Infusomat fms sin un sensor de gota, use un dispositivo de regulación para mantener el volumen inferior o igual al volumen de llenado del recipiente.

Si utiliza Infusomat Space Line con tubos NEUTRAPUR, seleccione el ajuste „Space Line NEUTRAPUR“ correspondiente.





	<b>DE</b>	Use-by date	Date of manufacture	DEHP-free	Injection site, needle based	
	<b>NL</b>	Verwendbar bis	Herstellingsdatum	DEHP-vrij	Injektionsstiel, naaldgebaseerd	
	<b>CN</b>	有效期	生产日期	不含 DEHP	注射部位: 针式 Misto yrichtu podle jehly	
	<b>DK</b>	Produit do data	Datum výroby	Neobsahuje DEHP		
	<b>EE</b>	Arvendes inden	Fremstillingsdato	DEHP-fri	Injektionssted, nålbaseret	
	<b>ES</b>	Kasutada kuni:	Tootmisuupäev	DEHP-vaba	Süstekohit, nõelapõhine	
	<b>FI</b>	Fecha de caducidad	Fecha de fabricación	No contiene DEHP	Zona de inyección, con aguja	
	<b>FR</b>	Väimeinen käyttöajava	Valmistuspäivä	Ei sisällä DEHP:a	Injektioikontakta, neula-perustus- teinen	
	<b>GB</b>	Date limite d'utilisation	Date de fabrication	Sans DEHP	Site d'injection, par aiguille	
	<b>GR</b>	Ανδρώση έτος	Ημερομηνία κατασκευής	Δεν περιέχει DEHP	Σημείο έγχυσης, με ειδικό βελόνος	
	<b>HR</b>	Uporjbiti do	Datum proizvodnje	Bez DEHP-a	Mjesto za injektiranje, iglom	
	<b>HU</b>	Szavatossági idő	Gyártási dátum	DEHP-mentes	Beadási helyet, injekciós tűvel	
	<b>ID</b>	Gunakan sebelum	Tanggal produksi	Bebas DEHP	Lokasi injeksi, dengan Jarum	
	<b>IT</b>	Da utilizzare entro	Data di produzione	Piivo di DEHP	Sito di iniezione, mediante ago	
	<b>KR</b>	유효 기간	제조일	DEHP프리	주사 부위, 비늘 사용	
	<b>KZ</b>	Пайдалану мерзімі	Жасап шығарылған күні	Құрамында фталаттар жоқ	Енгізу орны, иенілі	
	<b>LT</b>	Tinkite iki datos	Pagamimo data	Be DEHP	Injekcija: adatos skirta vieta	
	<b>LV</b>	Derīguma termiņš	Izgatavošanas datums	Nesatur DEHP	Injekcijas vieta, izmantojot adatu	
	<b>NL</b>	Te gebruiken tot	Productiedatum	DEHP-vrij	Injectieplaats, naaldbasis	
	<b>NO</b>	Holdbarhetsdato	Produksjonsdato	DEHP-fri	Injektionssted, nålbaseret	
	<b>PL</b>	Data przydatności do użycia	Data produkcji	Nie zawiera DEHP	Miejsce wkłucia, igłowy system iniekcyjny	
	<b>PT</b>	Prazo de validade	Data de fabrico	Sem DEHP	Local de injeção, basea-do na agulha	
	<b>RO</b>	Data de expirare	Data fabricației	fără DEHP	Port pentru injectare, cu ac	
	<b>RS</b>	Rok trajanja	Datum proizvodnje	Ne sadrži DEHP	Mesto za injekciju: iglom	
	<b>RU</b>	Использовать до	Дата изготовления	Не содержит фталаты	Участок для инъекции, осущест- вляется с помощью иглы	
	<b>SE</b>	Används före	Tillverkningsdatum	DEHP-fri	Injektionsställe, nålbaserat	
	<b>SI</b>	Rok uporabnosti	Datum izdelave	Bez DEHP-ja	Injekcijsko mesto za iglo	
	<b>SK</b>	Použitné do	Dátum výroby	Neobsahuje DEHP	Miesto podania injekcie: podľa ihly.	
	<b>TH</b>	有効期限	製造日	鉛含有なし DEHP	針の挿入部位	
	<b>TR</b>	Son kullanım tarihi	İmalat tarihi	DEHP içermez	Enjeksiyon yeri, iğne ile	
	<b>UA</b>	Використати до	Дата виготовлення	Не містить фталатів	Ін'єкційний порт, з голкою	
	<b>VN</b>	Sử dụng đến ngày	Ngày sản xuất	Không chứa DEHP	Vị trí tiêm, dùng kim	

	<b>DE</b>	Injection site, needle free	LateX-free	PVC-free	20 drops per ml	Infusion Filter
	<b>NL</b>	Injektionsstiel: Nadelfrei	Latexfrei	PVC-frei	20 Tropfen pro ml	Infusionsfilter
	<b>CN</b>	注射部位: 无针头	不含乳胶	不含 PVC	每毫升 20 液滴	注射液过滤器
	<b>DK</b>	Misto yrichtu: Bez jeh	Neobsahuje latex	Neobsahuje PVC	20 kapkek na ml	Infuzni filtr
	<b>EE</b>	IS: Näle	Latexfri	PVC-fri	20 draber per ml	Infusionsfilter
	<b>ES</b>	Süstekohit: Nõela	Lateksivaba	PVC-vaba	20 tilka/ml	Infusioonifilter
	<b>FI</b>	Sito de inyección: Sin aguja	No contiene látex	No contiene PVC	20 gotas por ml	Filtro de infusión
	<b>FR</b>	Pistoletta: Neulaton	Lateksion	Ei sisällä PVC:tä	20 pisara/ml	Infusionsudattin
	<b>GB</b>	Point d'injection: Sans aiguille	Sans latex	Sans PVC	20 gouttes par ml	Filtre à perfusion
	<b>GR</b>	Σημείο έγχυσης: Χωρίς βελόνα	Δεν περιέχει Λατέξ	Δεν περιέχει PVC	20 σταγόνες ανά ml	Φίλτρο έγχυσης
	<b>HR</b>	Bez igle	Bez lateksa	Bez PVC-a	20 kapi po ml	Filter infuzije
	<b>HU</b>	Injekciós hely: Tű nélküli	LateX-mentes	PVC-mentes	20 csepp/ml	Infúziós szűrő
	<b>ID</b>	Lokasi injeksi: bebas Jarum	Bebas lateks	Bebas PVC	20 tetes per ml	Filter Infusi
	<b>IT</b>	Sito di iniezione: Senza ago	Piivo di lattice	Piivo di PVC	20 gocce per ml	Filtro a infusione
	<b>KR</b>	1.S (주사 부위) : 무바늘	리텍스프리	PVC프리	머뮴 20방울	주입 필터
	<b>KZ</b>	Енгізу орны, иенсіз	Құрамында латекс жоқ	Құрамында ПВХ жоқ	мл-не 20 тамшы	Индфузия сүзгісі
	<b>LT</b>	Injektijos vieta: Be adatos	Be lateksu	Be PVC	20 lašų / ml	Skystųjų leidimo filtras
	<b>LV</b>	Injekcijas vieta: Bez adatas	Nesatur lateksu	Nesatur PVH	20 pilien/ml	Infūzijas filtras
	<b>NL</b>	IP [Injectieplaats]: Naaldvrij	Latexvrij	pvc-vrij	20 druppels per ml	Infusiefilter
	<b>NO</b>	Injektionssted: Nålfri	Lateksfri	PVC-fri	20 dråper pr. ml	Infusionsfilter
	<b>PL</b>	Miejsce wstrzyknięcia: Nie zawiera igiel	Nie zawiera lateksu	Nie zawiera PVC	20 kropli na ml	Filtr infuzyjny
	<b>PT</b>	Local de injeção: Sem Agulha	Sem látex	Sem PVC	20 gotas por ml	Filtro de Infusão
	<b>RO</b>	Loc injectare: Fără ac	fără latex	fără PVC	20 picături per ml	Filtru perfuzie
	<b>RS</b>	Bez igle	Ne sadrži lateks	Ne sadrži PVC	20 kapi po ml	Filter infuzije
	<b>RU</b>	Иньекц. порт: Безыгольный	Не содержит латекс	Не содержит ПВХ	20 капель в миллилитре жидкости	Фильтр для жидкости
	<b>SE</b>	Injektionsställe: Nålfri	Latexfri	PVC-fri	20 droppar per ml	Infusionsfilter
	<b>SI</b>	Mesto uoboda: Brez igel	Bez lateksa	Bez PVC-ja	20 kapljic na ml	Infuzijski filter
	<b>SK</b>	Miesto podania injekcie: Bez ihly	Neobsahuje latex	Neobsahuje PVC	20 kvapiek na ml	Infúzyjny filter
	<b>TH</b>	ไม่พาดินเข็ม	ไม่พาดินยาง	ไม่พาดิน PVC	20 หยดต่อมิลลิเมตร	ฟ้ลตราดว้ตว้ตว้ตว้
	<b>TR</b>	Enjeksiyon Bölgesi: İğnesiz	Lateks içermez	PVC içermez	ml başına 20 damla	İnfüzyon filtresi
	<b>UA</b>	Ін'єкційний порт: без голки	Не містить латексу	Не містить ПВХ	20 крапель/мл	Фільтр для інфузій
	<b>VN</b>	Không cần kim	Không có latex	Không chứa PVC	20 giọt mỗi ml	Bộ Lọc Tiêm Truyền

