

[MD]

- 1. Tidak boleh
- 2. Untuk pemakaian
- 3. Untuk pemakaian
- 4. Untuk pemakaian
- 5. Untuk pemakaian
- 6. Untuk pemakaian
- 7. Untuk pemakaian
- 8. Untuk pemakaian
- 9. Untuk pemakaian
- 10. Untuk pemakaian
- 11. Untuk pemakaian
- 12. Untuk pemakaian
- 13. Untuk pemakaian
- 14. Untuk pemakaian
- 15. Untuk pemakaian
- 16. Untuk pemakaian
- 17. Untuk pemakaian
- 18. Untuk pemakaian
- 19. Untuk pemakaian
- 20. Untuk pemakaian
- 21. Untuk pemakaian
- 22. Untuk pemakaian
- 23. Untuk pemakaian
- 24. Untuk pemakaian
- 25. Untuk pemakaian
- 26. Untuk pemakaian
- 27. Untuk pemakaian
- 28. Untuk pemakaian
- 29. Untuk pemakaian
- 30. Untuk pemakaian
- 31. Untuk pemakaian
- 32. Untuk pemakaian
- 33. Untuk pemakaian
- 34. Untuk pemakaian
- 35. Untuk pemakaian
- 36. Untuk pemakaian
- 37. Untuk pemakaian
- 38. Untuk pemakaian
- 39. Untuk pemakaian
- 40. Untuk pemakaian
- 41. Untuk pemakaian
- 42. Untuk pemakaian
- 43. Untuk pemakaian
- 44. Untuk pemakaian
- 45. Untuk pemakaian
- 46. Untuk pemakaian
- 47. Untuk pemakaian
- 48. Untuk pemakaian
- 49. Untuk pemakaian
- 50. Untuk pemakaian

[QTY]

- 1. Jumlah
- 2. Jumlah
- 3. Jumlah
- 4. Jumlah
- 5. Jumlah
- 6. Jumlah
- 7. Jumlah
- 8. Jumlah
- 9. Jumlah
- 10. Jumlah
- 11. Jumlah
- 12. Jumlah
- 13. Jumlah
- 14. Jumlah
- 15. Jumlah
- 16. Jumlah
- 17. Jumlah
- 18. Jumlah
- 19. Jumlah
- 20. Jumlah
- 21. Jumlah
- 22. Jumlah
- 23. Jumlah
- 24. Jumlah
- 25. Jumlah
- 26. Jumlah
- 27. Jumlah
- 28. Jumlah
- 29. Jumlah
- 30. Jumlah
- 31. Jumlah
- 32. Jumlah
- 33. Jumlah
- 34. Jumlah
- 35. Jumlah
- 36. Jumlah
- 37. Jumlah
- 38. Jumlah
- 39. Jumlah
- 40. Jumlah
- 41. Jumlah
- 42. Jumlah
- 43. Jumlah
- 44. Jumlah
- 45. Jumlah
- 46. Jumlah
- 47. Jumlah
- 48. Jumlah
- 49. Jumlah
- 50. Jumlah

[UDI]

- 1. Untuk pemakaian
- 2. Untuk pemakaian
- 3. Untuk pemakaian
- 4. Untuk pemakaian
- 5. Untuk pemakaian
- 6. Untuk pemakaian
- 7. Untuk pemakaian
- 8. Untuk pemakaian
- 9. Untuk pemakaian
- 10. Untuk pemakaian
- 11. Untuk pemakaian
- 12. Untuk pemakaian
- 13. Untuk pemakaian
- 14. Untuk pemakaian
- 15. Untuk pemakaian
- 16. Untuk pemakaian
- 17. Untuk pemakaian
- 18. Untuk pemakaian
- 19. Untuk pemakaian
- 20. Untuk pemakaian
- 21. Untuk pemakaian
- 22. Untuk pemakaian
- 23. Untuk pemakaian
- 24. Untuk pemakaian
- 25. Untuk pemakaian
- 26. Untuk pemakaian
- 27. Untuk pemakaian
- 28. Untuk pemakaian
- 29. Untuk pemakaian
- 30. Untuk pemakaian
- 31. Untuk pemakaian
- 32. Untuk pemakaian
- 33. Untuk pemakaian
- 34. Untuk pemakaian
- 35. Untuk pemakaian
- 36. Untuk pemakaian
- 37. Untuk pemakaian
- 38. Untuk pemakaian
- 39. Untuk pemakaian
- 40. Untuk pemakaian
- 41. Untuk pemakaian
- 42. Untuk pemakaian
- 43. Untuk pemakaian
- 44. Untuk pemakaian
- 45. Untuk pemakaian
- 46. Untuk pemakaian
- 47. Untuk pemakaian
- 48. Untuk pemakaian
- 49. Untuk pemakaian
- 50. Untuk pemakaian



- 1. Untuk pemakaian
- 2. Untuk pemakaian
- 3. Untuk pemakaian
- 4. Untuk pemakaian
- 5. Untuk pemakaian
- 6. Untuk pemakaian
- 7. Untuk pemakaian
- 8. Untuk pemakaian
- 9. Untuk pemakaian
- 10. Untuk pemakaian
- 11. Untuk pemakaian
- 12. Untuk pemakaian
- 13. Untuk pemakaian
- 14. Untuk pemakaian
- 15. Untuk pemakaian
- 16. Untuk pemakaian
- 17. Untuk pemakaian
- 18. Untuk pemakaian
- 19. Untuk pemakaian
- 20. Untuk pemakaian
- 21. Untuk pemakaian
- 22. Untuk pemakaian
- 23. Untuk pemakaian
- 24. Untuk pemakaian
- 25. Untuk pemakaian
- 26. Untuk pemakaian
- 27. Untuk pemakaian
- 28. Untuk pemakaian
- 29. Untuk pemakaian
- 30. Untuk pemakaian
- 31. Untuk pemakaian
- 32. Untuk pemakaian
- 33. Untuk pemakaian
- 34. Untuk pemakaian
- 35. Untuk pemakaian
- 36. Untuk pemakaian
- 37. Untuk pemakaian
- 38. Untuk pemakaian
- 39. Untuk pemakaian
- 40. Untuk pemakaian
- 41. Untuk pemakaian
- 42. Untuk pemakaian
- 43. Untuk pemakaian
- 44. Untuk pemakaian
- 45. Untuk pemakaian
- 46. Untuk pemakaian
- 47. Untuk pemakaian
- 48. Untuk pemakaian
- 49. Untuk pemakaian
- 50. Untuk pemakaian

R_x ONLY

- 1. Untuk pemakaian
- 2. Untuk pemakaian
- 3. Untuk pemakaian
- 4. Untuk pemakaian
- 5. Untuk pemakaian
- 6. Untuk pemakaian
- 7. Untuk pemakaian
- 8. Untuk pemakaian
- 9. Untuk pemakaian
- 10. Untuk pemakaian
- 11. Untuk pemakaian
- 12. Untuk pemakaian
- 13. Untuk pemakaian
- 14. Untuk pemakaian
- 15. Untuk pemakaian
- 16. Untuk pemakaian
- 17. Untuk pemakaian
- 18. Untuk pemakaian
- 19. Untuk pemakaian
- 20. Untuk pemakaian
- 21. Untuk pemakaian
- 22. Untuk pemakaian
- 23. Untuk pemakaian
- 24. Untuk pemakaian
- 25. Untuk pemakaian
- 26. Untuk pemakaian
- 27. Untuk pemakaian
- 28. Untuk pemakaian
- 29. Untuk pemakaian
- 30. Untuk pemakaian
- 31. Untuk pemakaian
- 32. Untuk pemakaian
- 33. Untuk pemakaian
- 34. Untuk pemakaian
- 35. Untuk pemakaian
- 36. Untuk pemakaian
- 37. Untuk pemakaian
- 38. Untuk pemakaian
- 39. Untuk pemakaian
- 40. Untuk pemakaian
- 41. Untuk pemakaian
- 42. Untuk pemakaian
- 43. Untuk pemakaian
- 44. Untuk pemakaian
- 45. Untuk pemakaian
- 46. Untuk pemakaian
- 47. Untuk pemakaian
- 48. Untuk pemakaian
- 49. Untuk pemakaian
- 50. Untuk pemakaian

- 1. Untuk pemakaian
- 2. Untuk pemakaian
- 3. Untuk pemakaian
- 4. Untuk pemakaian
- 5. Untuk pemakaian
- 6. Untuk pemakaian
- 7. Untuk pemakaian
- 8. Untuk pemakaian
- 9. Untuk pemakaian
- 10. Untuk pemakaian
- 11. Untuk pemakaian
- 12. Untuk pemakaian
- 13. Untuk pemakaian
- 14. Untuk pemakaian
- 15. Untuk pemakaian
- 16. Untuk pemakaian
- 17. Untuk pemakaian
- 18. Untuk pemakaian
- 19. Untuk pemakaian
- 20. Untuk pemakaian
- 21. Untuk pemakaian
- 22. Untuk pemakaian
- 23. Untuk pemakaian
- 24. Untuk pemakaian
- 25. Untuk pemakaian
- 26. Untuk pemakaian
- 27. Untuk pemakaian
- 28. Untuk pemakaian
- 29. Untuk pemakaian
- 30. Untuk pemakaian
- 31. Untuk pemakaian
- 32. Untuk pemakaian
- 33. Untuk pemakaian
- 34. Untuk pemakaian
- 35. Untuk pemakaian
- 36. Untuk pemakaian
- 37. Untuk pemakaian
- 38. Untuk pemakaian
- 39. Untuk pemakaian
- 40. Untuk pemakaian
- 41. Untuk pemakaian
- 42. Untuk pemakaian
- 43. Untuk pemakaian
- 44. Untuk pemakaian
- 45. Untuk pemakaian
- 46. Untuk pemakaian
- 47. Untuk pemakaian
- 48. Untuk pemakaian
- 49. Untuk pemakaian
- 50. Untuk pemakaian

- 1. Untuk pemakaian
- 2. Untuk pemakaian
- 3. Untuk pemakaian
- 4. Untuk pemakaian
- 5. Untuk pemakaian
- 6. Untuk pemakaian
- 7. Untuk pemakaian
- 8. Untuk pemakaian
- 9. Untuk pemakaian
- 10. Untuk pemakaian
- 11. Untuk pemakaian
- 12. Untuk pemakaian
- 13. Untuk pemakaian
- 14. Untuk pemakaian
- 15. Untuk pemakaian
- 16. Untuk pemakaian
- 17. Untuk pemakaian
- 18. Untuk pemakaian
- 19. Untuk pemakaian
- 20. Untuk pemakaian
- 21. Untuk pemakaian
- 22. Untuk pemakaian
- 23. Untuk pemakaian
- 24. Untuk pemakaian
- 25. Untuk pemakaian
- 26. Untuk pemakaian
- 27. Untuk pemakaian
- 28. Untuk pemakaian
- 29. Untuk pemakaian
- 30. Untuk pemakaian
- 31. Untuk pemakaian
- 32. Untuk pemakaian
- 33. Untuk pemakaian
- 34. Untuk pemakaian
- 35. Untuk pemakaian
- 36. Untuk pemakaian
- 37. Untuk pemakaian
- 38. Untuk pemakaian
- 39. Untuk pemakaian
- 40. Untuk pemakaian
- 41. Untuk pemakaian
- 42. Untuk pemakaian
- 43. Untuk pemakaian
- 44. Untuk pemakaian
- 45. Untuk pemakaian
- 46. Untuk pemakaian
- 47. Untuk pemakaian
- 48. Untuk pemakaian
- 49. Untuk pemakaian
- 50. Untuk pemakaian

- 1. Untuk pemakaian
- 2. Untuk pemakaian
- 3. Untuk pemakaian
- 4. Untuk pemakaian
- 5. Untuk pemakaian
- 6. Untuk pemakaian
- 7. Untuk pemakaian
- 8. Untuk pemakaian
- 9. Untuk pemakaian
- 10. Untuk pemakaian
- 11. Untuk pemakaian
- 12. Untuk pemakaian
- 13. Untuk pemakaian
- 14. Untuk pemakaian
- 15. Untuk pemakaian
- 16. Untuk pemakaian
- 17. Untuk pemakaian
- 18. Untuk pemakaian
- 19. Untuk pemakaian
- 20. Untuk pemakaian
- 21. Untuk pemakaian
- 22. Untuk pemakaian
- 23. Untuk pemakaian
- 24. Untuk pemakaian
- 25. Untuk pemakaian
- 26. Untuk pemakaian
- 27. Untuk pemakaian
- 28. Untuk pemakaian
- 29. Untuk pemakaian
- 30. Untuk pemakaian
- 31. Untuk pemakaian
- 32. Untuk pemakaian
- 33. Untuk pemakaian
- 34. Untuk pemakaian
- 35. Untuk pemakaian
- 36. Untuk pemakaian
- 37. Untuk pemakaian
- 38. Untuk pemakaian
- 39. Untuk pemakaian
- 40. Untuk pemakaian
- 41. Untuk pemakaian
- 42. Untuk pemakaian
- 43. Untuk pemakaian
- 44. Untuk pemakaian
- 45. Untuk pemakaian
- 46. Untuk pemakaian
- 47. Untuk pemakaian
- 48. Untuk pemakaian
- 49. Untuk pemakaian
- 50. Untuk pemakaian

INSTRUCTIONS FOR USE

Cautery Tip Cleaner

Non-Sterile



[IC] [RSP]
 Aspen Surgical Products Inc. Ergo Europe
 6460 Southbelt Drive SE P.O. Box 200
 Columbus, OH 43230 2518 AP The Hague
 Phone: 614-698-7300 The Netherlands
 Toll Free: 800-364-7004
 aspensurgical.com Made in USA



English

Intended use:
Intended to assist in cleaning and removing material from caustery tips during surgical procedures.

Intended User/ Patient Target Groups:
Intended to be used by Healthcare Professionals on patients requiring medical procedures.

Instructions for use:
Remove backing and apply to appropriate surface. Wipe caustery tip on pad to remove debris.

Precautions:
Device is single use only. Reuse of device could result in infection, contamination and/or device failure which could lead to patient harm. Device is intended for limited contact duration less than or equal to 30 hours.

Sterilization Instructions:
1. Place device into a tub or sterilization tray.
2. Using Ethylene Oxide sterilization method, sterilize according to the following parameters:

Cycle Parameter	Specification	Duration
Preconditioning		
Temperature	130T +/- 30T	
Humidity	65% +/- 15%	30.15 hrs - 72 hrs
Chamber		
Vacuum	27" +/- 3.0 mmHg	
Precondition Dwell	22.5" +/- 1.0 Hg	60 + 30.0 minutes
Gas Inject Dwell	18.2" +/- 0.5 Hg/hr	180 + 5.0 minutes
Soak Temperature	133T	
Aeration		
Temperature	126T	24 hrs - 72 hrs Max

Disposal:
Dispose or recycle general surgical devices per facility protocol and all applicable federal, state, regional, and/or local laws and regulations.

Notice to Users and/or Patients in EU:
Any serious incident that has occurred in relation to the device, should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.