

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

LOT				STERILE EO			EC REP
<p>GB- Lot Number DE - Chargennummer DK - Lotnummer ES - Número de lote FI - Eränumero FR- Numéro de lot IT - Numero di lotto NL - Partijnummer NO - Lotnummer PT - Número de lote SV - Partinummer GR - Αριθμός παρτίδας</p>	<p>GB- Use Until Date DE - Verwendbar bis Datum DK - Sidste anvendelsesdato ES - Usar antes de la fecha FI - Viimeinen käyttöpäivä FR- Date limite d'utilisation IT - Utilizzare entro NL - Uiterste gebruiksdatum NO - Utløpsdato PT - Utilizar até SV - Används före GR- Ημερομηνία λήξης χρήσης</p>	<p>GB- Do Not Re-use DE - Nicht wiederverwenden DK - Må ikke genbruges ES - No reutilizar FI - Ei saa käyttää uudelleen FR- Ne pas réutiliser IT - Non riutilizzare NL - Voor eenmalig gebruik NO - Skal ikke gjenbrukes PT - Não reutilizar SV - Får ej återanvändas. GR- Να μην επαναχρησιμοποιείται</p>	<p>GB- Do not use if product is opened or damaged. DE - Nicht verwenden, wenn das Produkt bereits offen oder beschädigt ist. DK - Må ikke anvendes, hvis produktet er blevet åbnet eller beskadiget. ES - No utilizar si el producto está abierto o dañado FI - Ei saa käyttää, jos tuote on avattu tai vaurioitunut. FR- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. IT - Non usare se la confezione è aperta o danneggiata NL - Dit product niet gebruiken als het is geopend of beschadigd. NO - Skal ikke brukes hvis produktet er åpnet eller skadet. PT - Não utilizar se o produto estiver aberto ou danificado SV - Använd inte om produkten har öppnats eller skadats. GR- Μην το χρησιμοποιείτε εάν το προϊόν έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά.</p>	<p>GB- Sterilised by Ethylene Oxide DE - Ethylenoxid-Sterilisation DK - Steriliseret med ethylenoxid ES - Estéril por óxido de etileno FI - Steriloitu etyleenioksidilla FR - Stérilisation par oxyde d'éthylène IT - Sterilizzato mediante ossido di etilene NL - Gesteriliseerd met ethyleenoxide NO - Sterilisert med etylenoksid PT - Esterilizado por óxido de etileno SV - Steriliserad med etylenoxid GR- Αποστειρωμένο με οξείδιο του αιθυλενίου</p>	<p>GB - Manufacturer DE - Hersteller DK - Producent ES - Fabricante FI - Valmistaja FR - Fabricant IT - Fabbricante NL - Fabrikant NO - Produsent PT - Fabricante SV - Tillverkare GR - Κατασκευαστής</p>	<p>GB - Date of Manufacture DE - Herstellungsdatum DK - Produktionsdato ES - Fecha de fabricación FI - Valmistuspäivämäärä FR - Date de fabrication IT - Data di fabbricazione NO - Produktionsdato NL - Productiedatum PT - Data de fabrico SV - Tillverkningsdatum GR - Ημερομηνία κατασκευής</p>	<p>GB - EU Authorised Representative DE - EU-Bevollmächtigter DK - Autoriseret repræsentant i EU ES - Representante autorizado de la UE FI - Valtuutettu edustaja EU:ssa FR - Représentant UE autorisé IT - Mandatario nell'Unione europea NL - Gevolmachtigde in de EU NO - Autorisert representant i EU PT - Representante autorizado na UE SV - Auktoriserad representant i EU GR - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της ΕΕ</p>
<p>GB- Catalogue Number DE - Bestellnummer DK - Katalognummer ES - Número de catálogo FI - Tuotenumero FR- Numéro du catalogue IT - Riferimento di catalogo NL - Catalogusnummer NO - Artikkelnummer PT - Número de catálogo SV - Katalognummer GR- Αριθμός καταλόγου</p>	<p>GB- Caution DE - Vorsicht DK - Forsigtig ES - Advertencia FI - Varoitus FR- Avertissement IT- Attenzione NL - Waarschuwing NO - Forsiktig PT - Advertência SV - Försiktighet GR- Προσοχή</p>	<p>NEW_015 GB - Consult Electronic Instructions for Use DE - Elektronische Gebrauchsanweisung beachten DK - Se den elektroniske brugsanvisning ES - Consultar instrucciones de empleo electrónicas FI - Katso sähköohjeet käyttöille FR - Consulter le mode d'emploi électronique IT - Consultare le Istruzioni per l'uso elettronica NL - Raadpleeg elektronische gebruiksaanwijzing NO - Les den elektroniske bruksanvisningen PT - Consultar as instruções de utilização eletrónicas SV - Se bruksanvisningen i elektroniskt format. GR - Συμβουλευτείτε τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης</p>	<p>R_{only} GB - Caution: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician DE - Vorsicht: Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Medizinprodukt nur von medizinischen Fachkreisen oder auf Anordnung dieser gekauft werden. DK - Forsigtig: Ifølge amerikansk lov må denne anordning kun sælges af en læge eller efter lægeordination ES - Advertencia: la legislación federal de EE. UU. establece la restricción de que este dispositivo debe venderse solo a médicos o por orden de estos. FI - Varoitus: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä. FR - Avertissement : la loi fédérale américaine limite la vente et l'utilisation aux médecins ou à la demande d'un médecin IT - Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti d'America limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione del medico NL - Waarschuwing: Volgens de Amerikaanse Federale wetgeving is verkoop en gebruik van dit apparaat uitsluitend toegestaan door of op voorschrift van een arts. NO - Forsiktig: I henhold til føderale lover i USA skal dette utstyret bare selges av lege eller etter ordinasjon fra lege PT - Cuidado: A Legislação Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica. SV - Försiktighet: I USA får enligt</p>	<p>GB- Do not sterilise DE - Nicht erneut sterilisieren DK - Må ikke steriliseres ES - No reesterilizar FI - Ei saa steriloida uudelleen FR- Ne pas restériliser IT - Non risterrilizzare NL - Niet opnieuw steriliseren NO - Skal ikke steriliseres PT - Não voltar a esterilizar SV - Får ej återsteriliseras GR- Να μην επαναποστειρώνεται</p>	<p>GB - Medical Device DE - Medizinprodukt DK - Medicinsk udstyr ES - Dispositivo medico FI - Lääkinnällinen laite FR - Dispositif médical IT - Dispositivo medico NL - Medisch instrument NO - Medisinsk utstyr PT - Dispositivo medico SV - Medicinteknisk produkt GR - Ιατροτεχνολογικό προϊόν</p>	<p>GB - Unique Device Identifier DE - Eindeutige Medizinprodukt-Kennung DK - Unik udstyrsidentifikator ES - Identificador único del dispositivo FI - Yksilöivä laitetunniste FR - Identifiant unique du dispositif IT - Identificatore univoco del dispositivo NL - Unieke apparaat-identificatiecode NO - Utstyrets unike identitet PT - Identificador de dispositivo único SV - Unik produktidentifiering GR - Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής</p>	<p>GB - Sterile barrier system DE - Steriles Barriersystem DK - Sterilbarriersystem ES - Sistema de barrera estéril FI - Steriili sulkujärjestelmä FR - Système de barrière stérile IT - Sistema di barriera sterile NL - Steriel barrièresysteem NO - Sterilt barriersystem PT - Sistema de barreira estéril SV - Sterilbarriärsystem GR - Σύστημα αποστειρωμένου φραγμού</p>

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

			federal lag denna produkt endast försäljas av läkare eller enligt läkares ordination GR - Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ή κατόπιν εντολής ιατρού			
--	--	--	--	--	--	--

GB - This Instructions for use relates to the following products:
 DE - Diese Gebrauchsanweisung bezieht sich auf die folgenden Produkte:
 DK - Denne brugsanvisning vedrører følgende produkter:
 ES - Estas instrucciones de uso hacen referencia a los siguientes productos:
 FI - Tämä käyttöohje liittyy seuraaviin tuotteisiin:
 FR - Mode d'emploi des produits suivants :
 IT - Le seguenti istruzioni per l'uso si riferiscono ai seguenti prodotti:
 NL - Deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de volgende producten:
 NO - Denne bruksanvisningen gjelder for disse produktene:
 PT - Estas instruções referem-se aos seguintes produtos:
 SV - Denna bruksanvisning gäller följande produkter:
 GR - Οι παρούσες οδηγίες χρήσης αφορούν τα ακόλουθα προϊόντα:

GB	Yankauer Suction Tube 8mm rigid open tip, small curve, with suction control	Yankauer Suction Tube 8mm Open Tip Small Curved without Suction Control Hole	Yankauer Suction Tube 6mm Flange Tip Curved with Suction Control Hole Sterile	Yankauer Suction Tube 6mm Flange Tip Curved without Suction Control Hole	Yankauer Suction Tube 10mm rigid bulbous tip, large curve, with suction control	Yankauer Suction Tube 10mm Bulbous Tip Curved without Suction Control Hole
DE	Absaugkatheter (8 mm), knickfeste, sanft gebogene offene Spitze, mit Kontrollöffnung	Absaugkatheter (8 mm), sanft gebogene offene Spitze, ohne Kontrollöffnung	Absaugkatheter (6 mm), gebogene Flansch-Spitze, mit Kontrollöffnung, steril	Absaugkatheter (6 mm), gebogene Flansch-Spitze, ohne Kontrollöffnung	Absaugkatheter (10 mm), knickfeste, stark gebogene wulstige Spitze, mit Kontrollöffnung	Absaugkatheter (10 mm), gebogene wulstige Spitze, ohne Kontrollöffnung
DK	Yankauer-sugeslange 8 mm stiv åben spids, lille bue, med sugstyringshul	Yankauer-sugeslange 8 mm åben spids, lille bue, uden sugstyringshul	Yankauer-sugeslange 6 mm flangespids, buet, med sugstyringshul, steril	Yankauer-sugeslange 6 mm flangespids, buet, uden sugstyringshul	Yankauer-sugeslange 10 mm, stiv kugleformet spids, stor bue, med sugstyringshul	Yankauer-sugeslange 10 mm, kugleformet spids, buet, uden sugstyringshul
ES	Tubo de succión Yankauer, punta abierta rígida de 8 mm, curva pequeña, con orificio de control de succión	Tubo de succión Yankauer, punta abierta de 8 mm, curva pequeña, sin orificio de control de succión	Tubo de succión Yankauer, punta de 6 mm con reborde, curvado, con orificio de control de succión, estéril	Tubo de succión Yankauer, punta de 6 mm con reborde, curvado, sin orificio de control de succión	Tubo de succión Yankauer, punta de bulbo rígida de 10 mm, curva grande, con orificio de control de succión	Tubo de succión Yankauer, punta de bulbo de 10 mm, curvado, sin orificio de control de succión
FI	Yankauer-imuputki, 8 mm, jäykkä avokärki, pieni kaarre, imun hallinta-aukko	Yankauer-imuputki, 8 mm, avokärki, pieni kaarre, ei imun hallinta-aukkoa	Yankauer-imuputki, 6 mm, laippakärki, kaarrettu, imun hallinta-aukko, steriili	Yankauer-imuputki, 6 mm, laippakärki, kaarrettu, ei imun hallinta-aukkoa	Yankauer-imuputki, 10 mm, jäykkä pallokärki, suuri kaarre, imun hallinta-aukko	Yankauer-imuputki, 10 mm, pallokärki, kaarrettu, ei imun hallinta-aukkoa
FR	Tube d'aspiration Yankauer 8 mm rigide à embout ouvert, incurvé avec orifice de contrôle d'aspiration	Tube d'aspiration Yankauer 8 mm à embout ouvert, incurvé sans orifice de contrôle d'aspiration	Tube d'aspiration Yankauer 6 mm à ailettes, incurvé avec orifice de contrôle d'aspiration, stérile	Tube d'aspiration Yankauer 6 mm à ailettes, incurvé sans orifice de contrôle d'aspiration	Tube d'aspiration Yankauer 10 mm pointe bulbeuse rigide, largement incurvé avec orifice de contrôle d'aspiration	Tube d'aspiration Yankauer 10 mm à pointe bulbeuse, incurvé sans orifice de contrôle d'aspiration
IT	Tubo di aspirazione Yankauer 8 mm rigido, punta aperta, piccola curvatura, con foro di controllo dell'aspirazione	Tubo di aspirazione Yankauer 8 mm punta aperta, piccola curvatura, senza foro di controllo dell'aspirazione	Tubo di aspirazione Yankauer 6 mm punta flangiata, curvo, con foro di controllo dell'aspirazione, sterile	Tubo di aspirazione Yankauer 6 mm punta flangiata, curvo, senza foro di controllo dell'aspirazione, sterile	Tubo di aspirazione Yankauer 10 mm rigido punta a bulbo, grande curvatura, con foro di controllo dell'aspirazione	Tubo di aspirazione Yankauer 10 mm punta a bulbo, curvo, senza foro di controllo dell'aspirazione
NL	Yankauer zuigbuis 8 mm rigide open punt, licht gebogen met zuigregelgat	Yankauer zuigbuis 8 mm open punt gebogen zonder zuigregelgat	Yankauer zuigbuis 6 mm rechthoekige punt, gebogen met zuigregelgat steriel	Yankauer zuigbuis 6 mm rechthoekige punt, gebogen, zonder zuigregelgat	Yankauer zuigbuis 10 mm rigide bolle punt, ruim gebogen, met zuigregelgat	Yankauer zuigbuis 10 mm bolle punt, gebogen zonder zuigregelgat
NO	Yankauer sugeslange 8 mm stiv, åpen tupp, liten bue, med hull for sugkontroll	Yankauer sugeslange 8 mm åpen tupp, liten bue, uten hull for sugkontroll	Yankauer sugeslange 6 mm, flenstupp, buet, med hull for sugkontroll, steril	Yankauer sugeslange 6 mm, flenstupp, buet, uten hull for sugkontroll	Yankauer sugeslange 10 mm stiv, kuletupp, stor bue, med hull for sugkontroll	Yankauer sugeslange 10 mm, kuletupp, buet, uten hull for sugkontroll
PT	Tubo de Aspiração Yankauer de 8 mm, ponta aberta rígida, curva pequena, com Orifício de Controlo da Aspiração	Tubo de Aspiração Yankauer de 8 mm Ponta Aberta, Curva Pequena, sem Orifício de Controlo da Aspiração	Tubo de Aspiração Yankauer de 6mm, Ponta em Flange, Curvado, com Orifício de Controlo da Aspiração, Estéril	Tubo de Aspiração Yankauer de 6 mm Ponta em Flange, Curvado, sem Orifício de Controlo da Aspiração	Tubo de Aspiração Yankauer de 10 mm, ponta bulbosa rígida, curva grande, com Orifício de Controlo da Aspiração	Tubo de Aspiração Yankauer de 10 mm, Ponta Bulbosa, Curvado, sem Orifício de Controlo da Aspiração
SV	Yankauer sugrör 8 mm styv öppen spets, liten kurvatur, med sugkontrollhål	Yankauer sugrör 8 mm öppen spets liten kurvatur utan sugkontrollhål	Yankauer sugrör 6 mm spets med fläns med sugkontrollhål, steril	Yankauer sugrör 6 mm spets med fläns utan sugkontrollhål	Yankauer sugrör 10 mm styv kulspets, stor kurvatur, med sugkontrollhål	Yankauer sugrör 10 mm kulspets böjd utan sugkontrollhål
GR	Σωλήνας αναρρόφησης Yankauer 8mm άκαμπτο ανοικτό άκρο, μικρή καμπύλη, με έλεγχο αναρρόφησης	Σωλήνας αναρρόφησης Yankauer 8mm με ανοικτό άκρο, μικρή καμπύλη, χωρίς οπή ελέγχου αναρρόφησης	Σωλήνας αναρρόφησης Yankauer 6mm άκρο φλάντζας καμπυλωτό με οπή ελέγχου αναρρόφησης	Σωλήνας αναρρόφησης Yankauer άκρο φλάντζας 6mm καμπυλωτό χωρίς οπή ελέγχου αναρρόφησης	Σωλήνας αναρρόφησης Yankauer 10mm άκαμπτο βολβοειδές άκρο, μεγάλη καμπύλη, με έλεγχο αναρρόφησης	Σωλήνας αναρρόφησης Yankauer 10mm βολβοειδές άκρο καμπυλωτό χωρίς οπή ελέγχου αναρρόφησης

GB	DE	DK	ES	FI	FR
2.0mm Diameter / 14 Gauge Aspiration Cannula 70mm Angled Green	2,0 mm Durchmesser/14 G Aspirationskanüle 70 mm, gewinkelt, grün	2,0 mm diameter/14 Gauge sugekanyle, 70 mm, vinklet, grøn	Cánula de aspiración de 70 mm con un diámetro de 2.0 mm / 14 G. Acodado. Color verde.	2,0 mm:n läpimitta / 14 gaugen aspiraatiokanyyli, 70 mm, kulmallinen, vihreä	Canule d'aspiration 70 mm recourbée verte, diamètre 2,0 mm/calibre 14
1.7mm Diameter / 15 Gauge Aspiration Cannula 70mm Angled Grey	1,7 mm Durchmesser/15 G Aspirationskanüle 70 mm, gewinkelt, grau	1,7 mm diameter/15 Gauge sugekanyle, 70 mm, vinklet, grå	Cánula de aspiración de 70 mm con un diámetro de 1.7 mm / 15 G. Acodado. Color gris.	1,7 mm:n läpimitta / 15 gaugen aspiraatiokanyyli, 70 mm, kulmallinen, harmaa	Canule d'aspiration 70 mm recourbée grise, diamètre 1,7 mm/calibre 15
1.6mm Diameter / 16 Gauge Aspiration Cannula 70mm Angled White	1,6 mm Durchmesser/16 G Aspirationskanüle 70 mm, gewinkelt, weiß	1,6 mm diameter/16 Gauge sugekanyle, 70 mm, vinklet, hvid	Cánula de aspiración de 70 mm con un diámetro de 1.6 mm / 16 G. Acodado. Color blanco.	1,6 mm:n läpimitta / 16 gaugen aspiraatiokanyyli, 70 mm, kulmallinen, valkoinen	Canule d'aspiration 70 mm recourbée blanche, diamètre 1,6 mm/calibre 16

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

1.4mm Diameter / 17 Gauge Aspiration Cannula 70mm Angled Red	1,4 mm Durchmesser/17 G Aspirationskanüle 70 mm, gewinkelt, rot	1,4 mm diameter/17 Gauge sugekanyle, 70 mm, vinklet, rød	Cánula de aspiración de 70 mm con un diámetro de 1.4 mm / 17 G. Acodado. Color rojo.	1,4 mm:n läpimitta / 17 gaugen aspiraatiokanyyli, 70 mm, kulmallinen, punainen	Canule d'aspiration 70 mm recourbée rouge, diamètre 1,4 mm/calibre 17
1.2mm Diameter / 18 Gauge Aspiration Cannula 70mm Angled Pink	1,2 mm Durchmesser/18 G Aspirationskanüle 70 mm, gewinkelt, pink	1,2 mm diameter/18 Gauge sugekanyle, 70 mm, vinklet, lyserød	Cánula de aspiración de 70 mm con un diámetro de 1.2 mm / 18 G. Acodado. Color rosa.	1,2 mm:n läpimitta / 18 gaugen aspiraatiokanyyli, 70 mm, kulmallinen, vaaleanpunainen	Canule d'aspiration 70 mm recourbée rose, diamètre 1,2 mm/calibre 18
1.0mm Diameter / 19 Gauge Aspiration Cannula 70mm Angled Cream	1,0 mm Durchmesser/19 G Aspirationskanüle 70 mm, gewinkelt, creme	1,0 mm diameter/19 Gauge sugekanyle, 70 mm, vinklet, rähvid	Cánula de aspiración de 70 mm con un diámetro de 1.0 mm / 19 G. Acodado. Color crema.	1,0 mm:n läpimitta / 19 gaugen aspiraatiokanyyli, 70 mm, kulmallinen, kermanvärinen	Canule d'aspiration 70 mm recourbée beige, diamètre 1,0 mm/calibre 19
0.9mm Diameter / 20 Gauge Aspiration Cannula 70mm Angled Yellow	0,9 mm Durchmesser/20 G Aspirationskanüle 70 mm, gewinkelt, gelb	0,9 mm diameter/20 Gauge sugekanyle, 70 mm, vinklet, gul	Cánula de aspiración de 70 mm con un diámetro de 0.9 mm / 20 G. Acodado. Color amarillo.	0,9 mm:n läpimitta / 20 gaugen aspiraatiokanyyli, 70 mm, kulmallinen, keltainen	Canule d'aspiration 70 mm recourbée jaune, diamètre 0,9 mm/calibre 20
0.7mm Diameter / 22 Gauge Aspiration Cannula 70mm Angled Black	0,7 mm Durchmesser/22 G Aspirationskanüle 70 mm, gewinkelt, schwarz	0,7 mm diameter/22 Gauge sugekanyle, 70 mm, vinklet, sort	Cánula de aspiración de 70 mm con un diámetro de 0.7 mm / 22 G. Acodado. Color negro.	0,7 mm:n läpimitta / 22 gaugen aspiraatiokanyyli, 70 mm, kulmallinen, musta	Canule d'aspiration 70 mm recourbée noire, diamètre 0,7 mm/calibre 22
0.55mm Diameter / 24 Gauge Aspiration Cannula 70mm Angled Purple	0,55 mm Durchmesser/24 G Aspirationskanüle 70 mm, gewinkelt, lila	0,55 mm diameter/24 Gauge sugekanyle, 70 mm, vinklet, lilla	Cánula de aspiración de 70 mm con un diámetro de 0.55 mm / 24 G. Acodado. Color morado.	0,55 mm:n läpimitta / 24 gaugen aspiraatiokanyyli, 70 mm, kulmallinen, violetti	Canule d'aspiration 70 mm recourbée violette, diamètre 0,55 mm/calibre 24
2.0mm Diameter / 14 Gauge Aspiration Cannula 70mm Straight Green	2,0 mm Durchmesser/14 G Aspirationskanüle 70 mm, gerade, grün	2,0 mm diameter/14 Gauge sugekanyle, 70 mm, lige, grøn	Cánula de aspiración de 70 mm con un diámetro de 2.0 mm / 14 G. Recta. Color verde.	2,0 mm:n läpimitta / 14 gaugen aspiraatiokanyyli, 70 mm, suora, vihreä	Canule d'aspiration 70 mm droite verte, diamètre 2,0 mm/calibre 14
2.0mm Diameter / 14 Gauge Aspiration Cannula 80mm Angled Green	2,0 mm Durchmesser/14 G Aspirationskanüle 80 mm, gewinkelt, grün	2,0 mm diameter/14 Gauge sugekanyle, 80 mm, vinklet, grøn	Cánula de aspiración de 80 mm con un diámetro de 2.0 mm / 14 G. Acodado. Color verde.	2,0 mm:n läpimitta / 14 gaugen aspiraatiokanyyli, 80 mm, kulmallinen, vihreä	Canule d'aspiration 80 mm recourbée verte, diamètre 2,0 mm/calibre 14
0.7mm Diameter / 22 Gauge Aspiration Cannula 80mm Angled Black	0,7 mm Durchmesser/22 G Aspirationskanüle 80 mm, gewinkelt, schwarz	0,7 mm diameter/22 Gauge sugekanyle, 80 mm, vinklet, sort	Cánula de aspiración de 80 mm con un diámetro de 0.7 mm / 22 G. Acodado. Color negro.	0,7 mm:n läpimitta / 22 gaugen aspiraatiokanyyli, 80 mm, kulmallinen, musta	Canule d'aspiration 80mm recourbée noire, diamètre 0,7mm/calibre 22
1.0mm Diameter / 19 Gauge Aspiration Cannula 80mm Angled Cream	1,0 mm Durchmesser/19 G Aspirationskanüle 80 mm, gewinkelt, creme	1,0 mm diameter/19 Gauge sugekanyle, 80 mm, vinklet, rähvid	Cánula de aspiración de 80 mm con un diámetro de 1.0 mm / 19 G. Acodado. Color crema.	1,0 mm:n läpimitta / 19 gaugen aspiraatiokanyyli, 80 mm, kulmallinen, kermanvärinen	Canule d'aspiration 80mm recourbée beige, diamètre 1,0 mm/calibre 19
1.4mm Diameter / 17 Gauge Aspiration Cannula 80mm Angled Red	1,4 mm Durchmesser/17 G Aspirationskanüle 80 mm, gewinkelt, rot	1,4 mm diameter/17 Gauge sugekanyle, 80 mm, vinklet, rød	Cánula de aspiración de 80 mm con un diámetro de 1.4 mm / 17 G. Acodado. Color rojo.	1,4 mm:n läpimitta / 17 gaugen aspiraatiokanyyli, 80 mm, kulmallinen, punainen	Canule d'aspiration 80mm recourbée rouge, diamètre 1,4 mm/calibre 17
1.7mm Diameter / 15 Gauge Aspiration Cannula 80mm Angled Grey	1,7 mm Durchmesser/15 G Aspirationskanüle 80 mm, gewinkelt, grau	1,7 mm diameter/15 Gauge sugekanyle, 80 mm, vinklet, grå	Cánula de aspiración de 80 mm con un diámetro de 1.7 mm / 15 G. Acodado. Color gris.	1,7 mm:n läpimitta / 15 gaugen aspiraatiokanyyli, 80 mm, kulmallinen, harmaa	Canule d'aspiration 80mm recourbée grise, diamètre 1,7 mm/calibre 15
2.5mm Diameter / 13 Gauge Aspiration Cannula 80mm Angled Clear	2,5 mm Durchmesser/13 G Aspirationskanüle 80 mm, gewinkelt, transparent	2,5 mm diameter/13 Gauge sugekanyle, 80 mm, vinklet, klar	Cánula de aspiración de 80 mm con un diámetro de 2.5 mm / 13 G. Acodado. Transparente.	2,5 mm:n läpimitta / 13 gaugen aspiraatiokanyyli, 80 mm, kulmallinen, kirkas	Canule d'aspiration 80 mm recourbée transparente, diamètre 2,5 mm/calibre 13
3.0mm Diameter / 11 Gauge Aspiration Cannula 80mm Angled Blue	3,0 mm Durchmesser/11 G Aspirationskanüle 80 mm, gewinkelt, blau	3,0 mm diameter/11 Gauge sugekanyle, 80 mm, vinklet, blå	Cánula de aspiración de 80 mm con un diámetro de 3.0 mm / 11 G. Acodado. Color azul.	3,0 mm:n läpimitta / 11 gaugen aspiraatiokanyyli, 80 mm, kulmallinen, sininen	Canule d'aspiration 80 mm recourbée bleue, diamètre 3,0 mm/calibre 11
2.0mm Diameter / 14 Gauge Aspiration Cannula 100mm Angled Green	2,0 mm Durchmesser/14 G Aspirationskanüle 100 mm, gewinkelt, grün	2,0 mm diameter/14 Gauge sugekanyle, 100 mm, vinklet, grøn	Cánula de aspiración de 100 mm con un diámetro de 2.0 mm / 14 G. Acodado. Color verde.	2,0 mm:n läpimitta / 14 gaugen aspiraatiokanyyli, 100 mm, kulmallinen, vihreä	Canule d'aspiration 100 mm recourbée verte, diamètre 2,0 mm/calibre 14
2.5mm Diameter / 13 Gauge Aspiration Cannula 100mm Angled Clear	2,5 mm Durchmesser/13 G Aspirationskanüle 100 mm, gewinkelt, transparent	2,5 mm diameter/13 Gauge sugekanyle, 100 mm, vinklet, klar	Cánula de aspiración de 100 mm con un diámetro de 2.5 mm / 13 G. Acodado. Transparente.	2,5 mm:n läpimitta / 13 gaugen aspiraatiokanyyli, 100 mm, kulmallinen, kirkas	Canule d'aspiration 100mm recourbée transparente, diamètre 2,5mm/calibre 13
3.0mm Diameter / 11 Gauge Aspiration Cannula 100mm Angled Blue	3,0 mm Durchmesser/11 G Aspirationskanüle 100 mm, gewinkelt, blau	3,0 mm diameter/11 Gauge sugekanyle, 100 mm, vinklet, blå	Cánula de aspiración de 100 mm con un diámetro de 3.0 mm / 11 G. Acodado. Color azul.	3,0 mm:n läpimitta / 11 gaugen aspiraatiokanyyli, 100 mm, kulmallinen, sininen	Canule d'aspiration 100mm recourbée bleue, diamètre 3,0mm/calibre 11
Van Hoesen House Adapter with Control Hole and Luer Connector	Verhoeven-House-Adapter mit Kontrollöffnung und Luer-Anschluss	Verhoeven-adapter med sugestyringshul og Luerkonnekter	Adaptador Verhoeven con orificio de control y conector Luer	Verhoeven House Adapter - letkusovitin, jossa on hallinta-aukko ja Luer-liitin	Adaptateur Verhoeven avec orifice de contrôle et connecteur Luer
Suction Set Complete with House Adapter and Suction Hole (Suction Tube)	Absaugset komplett mit House-Adapter und Kontrollöffnung (Absaugschlauch)	Sugesæt med Verhoeven-adapter og sugehul (sugeslange)	Set de succión completo con adaptador Verhoeven y orificio de succión (tubo de succión)	Imusarja, jossa on Verhoeven House Adapter -letkusovitin ja imuaukko (imuputki)	Dispositif complet d'aspiration avec adaptateur Verhoeven et orifice d'aspiration (tube d'aspiration)
Suction Set with Zoellner Type 2mm / x 85mm Long 10° Shallow Distal Bend Without Suction Control Hole	Absaugset 2 mm x 85 mm, flacher, langer, distaler 10°-Biegeradius ohne Kontrollöffnung Typ Zoellner	Sugesæt med Zoellner-type 2 mm x 85 mm lang 10° stump distal bøjning uden sugestyringshul	Set de succión tipo Zoellner de 2 mm x 85 mm de longitud con ligera inclinación distal de 10° sin orificio de control de succión	Imusarja, Zoellner-letku, 2 mm x 85 mm pitkä, ontto distaalitavutus 10°, ilman imun hallinta-aukkoa	Dispositif d'aspiration Zoellner, 2 mm x 85 mm, coude distal 10° sans orifice de contrôle d'aspiration
Suction Set with Zoellner Type 2mm x 85mm Long 30° Acute Distal Bend without Suction Control Hole	Absaugset 2 mm x 85 mm, spitzer, langer, distaler 30°-Biegeradius ohne Kontrollöffnung Typ Zoellner	Sugesæt med Zoellner-type 2 mm x 85 mm lang 30° spids distal bøjning uden sugestyringshul	Set de succión tipo Zoellner de 2 mm x 85 mm de longitud con inclinación distal aguda de 30° sin orificio de control de succión	Imusarja, Zoellner-letku, 2 mm x 85 mm pitkä, suippo, distaalitavutus 30°, ilman imun hallinta-aukkoa	Dispositif d'aspiration Zoellner, 2 mm x 85 mm, coude distal 30° sans orifice de contrôle d'aspiration

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

Suction Set with Bellucci type 2mm x 85mm Long 30° Proximal Bend with Suction Control Hole	Absaugset 2 mm x 85 mm, langer, proximaler 30° - Biegeradius mit Kontrollöffnung Typ Bellucci	Sugesæt med Bellucci-type 2 mm x 85 mm lang 30° proksimal bøjning med sugestyringshul	Set de succión tipo Bellucci de 2 mm x 85 mm de longitud, inclinación proximal 30°, con orificio de control de succión	Imusarja, Bellucci-tyyppinen, 2 mm x 85 mm pitkä, 30°proksimaalitaivutus ja imun hallinta-aukko	Dispositif d'aspiration Bellucci, 2 mm x 85 mm, coude proximal 30° avec orifice de contrôle d'aspiration
Suction Tube - Brackmann Type with End Cap 1.6mm x 115mm 40° Bend with Suction Control Hole	Absaugschlauch – Verschlusskappe 1,6 mm x 115 mm, 40°-Biegeradius mit Kontrollöffnung Typ Brackmann	Sugeslange – Brackmann-type uden endehætte 1,6 mm x 115 mm 40° bøjning med sugestyringshul	Tubo de succión. Tipo Brackmann con tapón, 1,6 mm x 115 mm, inclinación de 40°, con orificio de control de succión	Imuletku – Brackmann-letku, päätykorkillinen, 1,6 mm x 115 mm, taivutus 40°, imun hallinta-aukko	Tube d'aspiration – Brackmann avec capuchon 1,6 mm x 115 mm, coude 40° avec orifice de contrôle d'aspiration
Suction Tube - Brackmann type without end cap 1.6mm x 115mm 40° bend with suction control hole	Absaugschlauch – Ohne Verschlusskappe 1,6 mm x 115 mm, 40° Biegeradius mit Kontrollöffnung Typ Brackmann	Sugeslange – Brackmann-type uden endehætte 1,6 mm x 115 mm 40° bøjning med sugestyringshul	Tubo de succión. Tipo Brackmann sin tapón, 1,6 mm x 115 mm, inclinación de 40°, con orificio de control de succión	Imuletku – Brackmann-letku, ilman päätykorkkia, 1,6 mm x 115 mm, taivutus 40°, imun hallinta-aukko	Tube d'aspiration – Brackmann sans capuchon 1,6 mm x 115 mm, coude 40° avec orifice de contrôle d'aspiration
Magill Suction Tube 3mm x 110mm, 10° Shallow Distal Bend with Suction Control	Absaugschlauch – 3 mm x 110 mm flacher distaler 10°-Biegeradius mit Kontrollöffnung Typ Magill	Magill-sugeslange 10° stump distal bøjning med sugestyringshul 3 mm x 110 mm	Tubo de succión Magill de 3 mm x 110 mm ligera inclinación distal de 10°, con orificio de	Magill-imuletku 3 mm x 110 mm, onto distaalitaivutus 10°, imun hallinta-aukko	Tube d'aspiration Magill 3 mm x 110 mm coude distal, angle 10° avec orifice de contrôle d'aspiration
Zoellner Type 2mm x 85mm 10° Shallow Distal Bend without Suction Control Hole (Suction Tube)	Absaugschlauch – 2 mm x 85 mm, flacher distaler 10°-Biegeradius ohne Kontrollöffnung Typ Zoellner	Zoellner-type 2 mm x 85 mm 10° stump distal bøjning uden sugestyringshul (sugeslange)	Tipo Zoellner, 2 mm x 85 mm, ligera inclinación distal de 10°, sin orificio de control de succión (Tubo de succión)	Zoellner-letku, 2 mm x 85 mm, onto distaalitaivutus 10°, ilman imun hallinta-aukkoa (imuputki)	Tube Zoellner, 2 mm x 85 mm, coude distal, angle 10° sans orifice de contrôle d'aspiration (tube d'aspiration)
Suction Tube - Zoellner Type 2mm x 85mm Distal Bend Acute 30° Angle without Suction Control	Absaugschlauch – 2 mm x 85 mm, distaler Biegeradius und spitzer 30°-Winkel ohne Kontrollöffnung Typ Zoellner	Sugeslange – Zoellner-type 2 mm x 85 mm distal bøjning spids 30° vinkel uden sugestyringshul	Tubo de succión. Tipo Zoellner, 2 mm x 85 mm, inclinación distal aguda en ángulo de 30°, sin orificio de control de succión	Imuletku – Zoellner-letku, 2 mm x 85 mm, distaalitaivutus, suippo, kulma 30°, ilman imun hallinta-aukkoa	Tube d'aspiration – Zoellner, 2 mm x 85 mm, coude distal, angle 30° sans orifice de contrôle d'aspiration
Zoellner Type 2mm x 85mm Distal Bend Acute 30° Angle without Suction Control Hole	Absaugschlauch – 2 mm x 85 mm, distaler Biegeradius und spitzer 30° ohne Kontrollöffnung Typ Zoellner	Zoellner-type 2 mm x 85 mm distal bøjning spids 30° vinkel uden sugestyringshul	Tubo tipo Zoellner, 2 mm x 85 mm, inclinación distal aguda en ángulo de 30°, sin orificio de control de succión	Zoellner-letku, 2 mm x 85 mm, distaalitaivutus, suippo, kulma 30°, ilman imun hallinta-aukkoa	Tube Zoellner, 2 mm x 85 mm, coude distal, angle 30° sans orifice de contrôle d'aspiration
Zoellner Type 2mm x 85 mm 10° Shallow Distal Bend with Suction Control	Absaugschlauch – 2 mm x 85 mm, flacher distaler 10°-Biegeradius mit Kontrollöffnung Typ Zoellner	Zoellner-type 2 mm x 85 mm 10° stump distal bøjning med sugestyringshul	Tubo tipo Zoellner, 2 mm x 85 mm, ligera inclinación distal de 10°, con orificio de control de succión	Zoellner-letku, 2 mm x 85 mm, onto distaalitaivutus 10°, imun hallinta-aukko	Tube Zoellner, 2 mm x 85 mm, coude distal, angle 10° avec orifice de contrôle d'aspiration
Suction Tube - Zoellner Type 2mm x 85mm Distal Bend Acute 30° Angle with Suction Control Hole	Absaugschlauch – 2 mm x 85 mm, distaler Biegeradius und spitzer 30°-Winkel mit Kontrollöffnung Typ Zoellner	Sugeslange – Zoellner-type 2 mm x 85 mm distal bøjning spids 30° vinkel uden sugestyringshul	Tubo de succión. Tipo Zoellner, 2 mm x 85 mm, inclinación distal aguda en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Imuletku – Zoellner-letku, 2 mm x 85 mm, distaalitaivutus, suippo, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube d'aspiration – Zoellner, 2 mm x 85 mm, coude distal, angle 30° avec orifice de contrôle d'aspiration
Zoellner Type 2mm x 85mm Distal Bend Acute 30° Angle with Suction Control Hole	Absaugschlauch – 2 mm x 85 mm, distaler Biegeradius und spitzer 30°-Winkel mit Kontrollöffnung Typ Zoellner	Zoellner-type 2 mm x 85 mm distal bøjning spids 30° vinkel med sugestyringshul	Tubo tipo Zoellner, 2 mm x 85 mm, inclinación distal aguda en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Zoellner-letku, 2 mm x 85 mm, distaalitaivutus, suippo, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube Zoellner, 2 mm x 85 mm, coude distal, angle 30° avec orifice de contrôle d'aspiration
Suction Tube - Bellucci Type 2mm x 85mm 30° Proximal Bend with Suction Control Hole	Absaugschlauch – 2 mm x 85 mm, 30° proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung Typ Bellucci	Sugeslange – Bellucci-type 2 mm x 85 mm 30° proksimal bøjning uden sugestyringshul	Tubo de succión. Tipo Bellucci, 2 mm x 85 mm, 30° inclinación proximal, con orificio de control de succión	Imuletku – Bellucci-tyyppinen, 2 mm x 85 mm, 30° proksimaalitaivutus ja imun hallinta-aukko	Tube d'aspiration – Bellucci, 2 mm x 85 mm, 30° coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Zoellner Type 2mm x 100mm Medial Bend Acute 30° Angle without Suction Control Hole	Absaugschlauch – 2 mm x 100 mm, medialer Biegeradius und spitzer 30°-Winkel ohne Kontrollöffnung Typ Zoellner	Zoellner-type 2 mm x 100 mm medial bøjning spids 30° vinkel uden sugestyringshul	Tubo tipo Zoellner, 2 mm x 100 mm, inclinación medial aguda en ángulo de 30°, sin orificio de control de succión	Zoellner-letku, 2 mm x 100 mm, mediaalitaivutus, suippo, kulma 30°, ilman imun hallinta-aukkoa	Tube Zoellner, 2 mm x 100 mm, coude médian, angle 30° sans orifice de contrôle d'aspiration
Zoellner Pen Grip Type 2mm x 100mm Medial Bend Acute 30° Angle without Control Hole	Absaugschlauch – 2 mm x 100 mm, medialer Biegeradius und spitzer 30°-Winkel ohne Kontrollöffnung mit Pen-Griff Typ Zoellner	Zoellner-type med pennegreb 2 mm x 100 mm medial bøjning spids 30° vinkel uden sugestyringshul	Tubo tipo Zoellner Pen Grip, 2 mm x 100 mm, inclinación distal aguda en ángulo de 30°, sin orificio de control de succión	Zoellner Pen Grip-tyyppinen, 2 mm x 100 mm, mediaalitaivutus, suippo, kulma 30°, ilman hallinta-aukkoa	Tube Zoellner à poignée, 2 mm x 100 mm, coude médian, angle 30° sans orifice de contrôle d'aspiration
Frazier Lampert Type 2mm x 125mm 30° Proximal Bend with Suction Control Hole	Absaugschlauch – 2 mm x 125 mm, 30° proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung Typ Frazier Lampert	Frazier Lampert-type 2 mm x 125 mm 30° proksimal bøjning med sugestyringshul	Tipo Frazier Lampert, 2 mm x 125 mm, 30° inclinación proximal, con orificio de control de succión	Frazier Lampert-tyyppinen, 2 mm x 125 mm, 30° proksimaalitaivutus, imun hallinta-aukko	Frazier Lampert, 2 mm x 125 mm, 30° coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Zoellner Fine End 1.0mm / 18 Gauge Diameter	Feines Ende 1,0 mm/18 G Durchmesser Typ Zoellner	Zoellner fin ende 1,0 mm/18 Gauge diameter	Terminal fino Zoellner, diámetro 1.0 mm / 18 G	Zoellner-pää, läpimitta 1,0 mm / 18 G	Zoellner embout fin 1,0 mm/diamètre calibre 18
Zoellner Fine End 0.8mm / 20 Gauge Diameter	Feines Ende 0,8 mm/20 G Durchmesser Typ Zoellner	Zoellner fin ende 0,8 mm/20 Gauge diameter	Terminal fino Zoellner, diámetro 0.8 mm / 20 G	Zoellner-pää, läpimitta 0,8 mm / 20 G	Zoellner embout fin 0,8 mm/diamètre calibre 20
Zoellner Fine End 0.65mm / 22 Gauge Diameter	Feines Ende 0,65 mm/22 G Durchmesser Typ Zoellner	Zoellner fin ende 0,65 mm/22 Gauge diameter	Terminal fino Zoellner, diámetro 0.65 mm / 22 G	Zoellner-pää, läpimitta 0,65 mm / 22 G	Zoellner embout fin 0,65 mm/diamètre calibre 22
Zoellner Fine End 0.5mm / 24 Gauge Diameter	Feines Ende 0,5 mm/24 G Durchmesser Typ Zoellner	Zoellner fin ende 0,5 mm/24 Gauge diameter	Terminal fino Zoellner, diámetro 0.5 mm / 24 G	Zoellner-pää, läpimitta 0,5 mm / 24 G	Zoellner embout fin 0,5 mm/diamètre calibre 24
Oesophageal/ Laryngeal 2mm x 215mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophagus-/Larynxrtubus, 2 mm x 215 mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 2 mm x 215 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico-laringeo, 2 mm x 215 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 2 mm x 215 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube oesophagien/laryngien 2 mm x 215 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Oesophageal/ Laryngeal 2mm x 275mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophagus-/Larynxrtubus, 2 mm x 275 mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 2 mm x 275 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico-laringeo, 2 mm x 275 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 2 mm x 275 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube oesophagien/laryngien 2 mm x 275 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

Oesophageal/ Laryngeal 2mm x 350mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophagus-/Larynxrtubus, 2 mm x 350mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 2 mm x 350 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico-laringeo, 2 mm x 350 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 2 mm x 350 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube œsophagien/laryngien 2 mm x 350 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Frazier Lampert Type 3mm x 125mm 30° Proximal Bend with Suction Control Hole	3 mm x 125 mm, 30° proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung Typ Frazier Lampert	Frazier Lampert-type 3 mm x 125 mm 30° proksimal bøjning med sugestyringshul	Tipo Frazier Lampert, 3 mm x 125 mm, 30° inclinación proximal, con orificio de control de succión	Frazier Lampert -tyyppinen, 3 mm x 125 mm, 30° proksimaalitaivutus, imun hallinta-aukko	Tube Frazier Lampert, 3 mm x 125 mm, 30° coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Oesophageal/ Laryngeal 3mm x 165mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophageal/Laryngeal 3 mm x 165 mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 3 mm x 165 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico-laringeo, 3 mm x 165 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 3 mm x 165 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube œsophagien/laryngien 3 mm x 165 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Oesophageal/ Laryngeal 3mm x 250mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophageal/Laryngeal 3 mm x 250 mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 3 mm x 250 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico-laringeo, 3 mm x 250 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 3 mm x 250 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube œsophagien/laryngien 3 mm x 250 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Oesophageal/ Laryngeal 3mm x 275mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophageal/Laryngeal 3 mm x 275 mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 3 mm x 275 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico-laringeo, 3 mm x 275 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 3 mm x 275 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube œsophagien/laryngien 3 mm x 275 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Oesophageal/ Laryngeal 3mm x 350mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophageal/Laryngeal 3 mm x 350 mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 3 mm x 350 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico-laringeo, 3 mm x 350 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 3 mm x 350 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube œsophagien/laryngien 3 mm x 350 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Oesophageal/ Laryngeal 3mm x 380mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophageal/Laryngeal 3 mm x 380 mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 3 mm x 380 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico-laringeo, 3 mm x 380 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 3 mm x 380 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube œsophagien/laryngien 3 mm x 380 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
FESS Suction Tube with Olive Tip 3mm x 85mm 80° Angle with Suction Control	FESS-Absaugschlauch mit Olivenspitze, 3 mm x 85 mm, 80°-Winkel mit Kontrollöffnung	FESS-sugeslange med olivenformet spids 3 mm x 85 mm 80° vinkel med sugestyringshul	Tubo de succión FESS con punta de oliva, 3 mm x 85 mm, ángulo de 80°, con orificio de control de succión	FESS-imuputki, oliivikärki, 3 mm x 85 mm, kulma 80°, imun hallinta-aukko	Tube d'aspiration FESS embout ovale 3 mm x 85 mm, angle 80° avec orifice de contrôle d'aspiration
FESS Suction Tube with Olive Tip 3mm x 85mm 65° Angle with Suction Control	FESS-Absaugschlauch mit Olivenspitze, 3 mm x 85mm, 65°-Winkel mit Kontrollöffnung	FESS-sugeslange med olivenformet spids 3 mm x 85 mm 65° vinkel med sugestyringshul	Tubo de succión FESS con punta de oliva, 3 mm x 85 mm, ángulo de 65°, con orificio de control de succión	FESS-imuputki, oliivikärki, 3 mm x 85 mm, kulma 65°, imun hallinta-aukko	Tube d'aspiration FESS embout ovale 3 mm x 85 mm, angle 65° avec orifice de contrôle d'aspiration
Oesophageal/ Laryngeal 4mm x 120mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophageal/Laryngeal, 4 mm x 120 mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 4 mm x 120 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico-laringeo, 4 mm x 120 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 4 mm x 120 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube œsophagien/laryngien 4 mm x 120 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Oesophageal/ Laryngeal 4mm x 150mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophageal/Laryngeal, 4 mm x 150 mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 4 mm x 150 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico-laringeo, 4 mm x 150 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 4 mm x 150 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube œsophagien/laryngien 4 mm x 150 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Oesophageal/Laryngeal Suction Tube 4mmx165mm 30° Proximal Bend with Suction Control	Ösophagealer/Laryngealer Absaugschlauch, 4 mm x 165 mm, 30° proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal sugeslange 4 mm x 165 mm 30° proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo de succión esofágico-laringeo, 4 mm x 165 mm, 30° inclinación proximal, con orificio de control de succión	Ruokatorven/kuurkupään imuputki, 4 mm x 165 mm, 30° proksimaalitaivutus, imun hallinta-aukko	Tube d'aspiration œsophagien/laryngien 4 mm x 165 mm, 30° coude proximal avec contrôle d'aspiration
Oesophageal/ Laryngeal 4mm x 135mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophageal/Laryngeal 4 mm x 135 mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 4 mm x 135 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico-laringeo, 4 mm x 135 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 4 mm x 135 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube œsophagien/laryngien 4 mm x 135 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Oesophageal/ Laryngeal 4mm x 215mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophageal/Laryngeal, 4 mm x 215 mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 4 mm x 215 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico / Laringeo, 4 mm x 215 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 4 mm x 215 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube œsophagien/laryngien 4 mm x 215 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Oesophageal/ Laryngeal 4mm x 275mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophageal/Laryngeal 4 mm x 275 mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 4 mm x 275 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico-laringeo, 4 mm x 275 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 4 mm x 275 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube œsophagien/laryngien 4 mm x 275 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Oesophageal/ Laryngeal 4mm x 350mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophageal/Laryngeal 4 mm x 350 mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 4 mm x 350 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico-laringeo, 4 mm x 350 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 4 mm x 350 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube œsophagien/laryngien 4 mm x 350 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration
Oesophageal / Laryngeal 4mm x 490mm 30° Angle Proximal Bend with Suction Control Hole	Ösophageal/Laryngeal 4 mm x 490 mm, 30°-Winkel, proximaler Biegeradius mit Kontrollöffnung	Øsofageal/laryngeal 4 mm x 490 mm 30° vinkel proksimal bøjning med sugestyringshul	Tubo esofágico-laringeo, 4 mm x 490 mm, inclinación proximal en ángulo de 30°, con orificio de control de succión	Ruokatorvi/kuurkupää, 4 mm x 490 mm, proksimaalitaivutus, kulma 30°, imun hallinta-aukko	Tube œsophagien/laryngien 4 mm x 490 mm, angle 30°, coude proximal avec orifice de contrôle d'aspiration

IT	NL	NO	PT	SV	GR
----	----	----	----	----	----

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

Cannula di aspirazione 70 mm angolata diametro 2,0 mm / 14 gauge color verde	2,0 mm diameter / 14G afzuigcanule 70 mm gehoekt groen	2,0 mm diameter / 14 gauge aspirasjonskanyle 70 mm vinklet grønn	Cânula de Aspiração Angulada de 70 mm, 2 mm de Diâmetro / Calibre 14, Verde	2,0 mm diameter/14 gauge aspirationskanyl 70 mm vinklad grön	Κάνουλα αναρρόφησης 70mm με μετρητή, διαμέτρου 2,0mm / 14 γωνιακή πράσινη
Cannula di aspirazione 70 mm angolata diametro 1,7 mm / 15 gauge color grigio	1,7 mm diameter / 15G afzuigcanule 70 mm gehoekt grijs	1,7 mm diameter / 15 gauge aspirasjonskanyle 70 mm vinklet grå	Cânula de Aspiração Angulada de 70 mm, 1,7 mm de Diâmetro / Calibre 15, Cinzenta	1,7 mm diameter/15 gauge aspirationskanyl 70 mm vinklad grå	Κάνουλα αναρρόφησης 70mm με μετρητή, διαμέτρου 1,7mm / 15 γωνιακή γκρι
Cannula di aspirazione 70 mm angolata diametro 1,6 mm / 16 gauge color bianco	1,6 mm diameter / 16G afzuigcanule 70 mm gehoekt wit	1,6 mm diameter / 16 gauge aspirasjonskanyle 70 mm vinklet hvit	Cânula de Aspiração Angulada de 70 mm, 1,6 mm de Diâmetro / Calibre 16, Branca	1,6 mm diameter/16 gauge aspirationskanyl 70 mm vinklad vit	Κάνουλα αναρρόφησης 70mm με μετρητή, διαμέτρου 1,6mm / 16 γωνιακή λευκή
Cannula di aspirazione 70 mm angolata diametro 1,4 mm / 17 gauge color rosso	1,4 mm diameter / 17G afzuigcanule 70 mm gehoekt rood	1,4 mm diameter / 17 gauge aspirasjonskanyle 70 mm vinklet rød	Cânula de Aspiração Angulada de 70 mm, 1,4 mm de Diâmetro / Calibre 17, Vermelha	1,4 mm diameter/17 gauge aspirationskanyl 70 mm vinklad rød	Κάνουλα αναρρόφησης 70mm με μετρητή, διαμέτρου 1,4mm / 17 γωνιακή κόκκινη
Cannula di aspirazione 70 mm angolata diametro 1,2 mm / 18 gauge color rosa	1,2 mm diameter / 18G afzuigcanule 70 mm gehoekt roze	1,2 mm diameter / 18 gauge aspirasjonskanyle 70 mm vinklet rosa	Cânula de Aspiração Angulada de 70 mm, 1,2 mm de Diâmetro / Calibre 18, Cor-de-rosa	1,2 mm diameter/18 gauge aspirationskanyl 70 mm vinklad rosa	Κάνουλα αναρρόφησης 70mm με μετρητή, διαμέτρου 1,2mm / 18 γωνιακή ροζ
Cannula di aspirazione 70 mm angolata diametro 1,0 mm / 19 gauge color panna	1,0 mm diameter / 19G afzuigcanule 70 mm gehoekt crème	1,0 mm diameter / 19 gauge aspirasjonskanyle 70 mm vinklet kremfarget	Cânula de Aspiração Angulada de 70 mm, 1,0 mm de Diâmetro / Calibre 19, Creme	1,0 mm diameter/19 gauge aspirationskanyl 70 mm vinklad gulvit	Κάνουλα αναρρόφησης 70mm με μετρητή, διαμέτρου 1,0mm / 19 γωνιακή κρέμ
Cannula di aspirazione 70 mm angolata diametro 0,9 mm / 20 gauge color giallo	0,9 mm diameter / 20G afzuigcanule 70 mm gehoekt geel	0,9 mm diameter / 20 gauge aspirasjonskanyle 70 mm vinklet gul	Cânula de Aspiração Angulada de 70 mm, 0,9 mm de Diâmetro / Calibre 20, Amarela	0,9 mm diameter/20 gauge aspirationskanyl 70 mm vinklad gul	Κάνουλα αναρρόφησης 70mm με μετρητή, διαμέτρου 0,9mm / 20 γωνιακή κίτρινη
Cannula di aspirazione 70 mm angolata diametro 0,7 mm / 22 gauge color nero	0,7 mm diameter / 22G afzuigcanule 70 mm gehoekt zwart	0,7 mm diameter / 22 gauge aspirasjonskanyle 70 mm vinklet svart	Cânula de Aspiração Angulada de 70 mm, 0,7 mm de Diâmetro / Calibre 22, Preta	0,7 mm diameter/22 gauge aspirationskanyl 70 mm vinklad svart	Κάνουλα αναρρόφησης 70mm με μετρητή, διαμέτρου 0,7mm / 22 γωνιακή μαύρη
Cannula di aspirazione 70 mm angolata diametro 0,55 mm / 24 gauge color viola	0,55 mm diameter / 24G afzuigcanule 70 mm gehoekt paars	0,55 mm diameter / 24 gauge aspirasjonskanyle 70 mm vinklet lilla	Cânula de Aspiração Angulada de 70 mm, 0,55 mm de Diâmetro / Calibre 24, Roxa	0,55 mm diameter/24 gauge aspirationskanyl 70 mm vinklad lila	Κάνουλα αναρρόφησης 70mm με μετρητή, διαμέτρου 0,55mm / 24 γωνιακή μωβ
Cannula di aspirazione 70 mm dritta diametro 2,0 mm / 14 gauge color verde	2,0 mm diameter / 14G afzuigcanule 70 mm recht groen	2,0 mm diameter / 14 gauge aspirasjonskanyle 70 mm rett grønn	Cânula de Aspiração Reta de 70 mm, 2 mm de Diâmetro / Calibre 14, Verde	2,0 mm diameter/14 gauge aspirationskanyl 70 mm rak grön	Κάνουλα αναρρόφησης 70mm με μετρητή, διαμέτρου 2,0mm / 14 ευθεία πράσινη
Cannula di aspirazione 80 mm angolata diametro 2,0 mm / 14 gauge color verde	2,0 mm diameter / 14G afzuigcanule 80 mm gehoekt groen	2,0 mm diameter / 14 gauge aspirasjonskanyle 80 mm vinklet grønn	Cânula de Aspiração Angulada de 80 mm, 2 mm de Diâmetro / Calibre 14, Verde	2,0 mm diameter/14 gauge aspirationskanyl 80 mm vinklad grön	Κάνουλα αναρρόφησης 80mm με μετρητή, διαμέτρου 2,0mm / 14 γωνιακή πράσινη
Cannula di aspirazione 80 mm angolata diametro 0,7 mm / 22 gauge color nero	0,7mm diameter / 22G afzuigcanule 80 mm gehoekt zwart	0,7 mm diameter / 22 gauge aspirasjonskanyle 80 mm vinklet svart	Cânula de Aspiração Angulada de 80 mm, 0,7 mm de Diâmetro / Calibre 22, Preta	0,7 mm diameter/22 gauge aspirationskanyl 80 mm vinklad svart	Κάνουλα αναρρόφησης 80mm με μετρητή, διαμέτρου 0,7mm / 22 γωνιακή μαύρη
Cannula di aspirazione 80 mm angolata diametro 1,0 mm / 19 gauge color panna	1,0 mm diameter / 19G afzuigcanule 80 mm gehoekt crème	1,0 mm diameter / 19 gauge aspirasjonskanyle 80 mm vinklet kremfarget	Cânula de Aspiração Angulada de 80 mm, 1 mm de Diâmetro / Calibre 19, Creme	1,0 mm diameter/19 gauge aspirationskanyl 80 mm vinklad gulvit	Κάνουλα αναρρόφησης 80mm με μετρητή, διαμέτρου 1,0mm / 19 γωνιακή κρέμ
Cannula di aspirazione 80 mm angolata diametro 1,4 mm / 17 gauge color rosso	1,4 mm diameter / 17G afzuigcanule 80 mm gehoekt rood	1,4 mm diameter / 17 gauge aspirasjonskanyle 80 mm vinklet rød	Cânula de Aspiração Angulada de 80 mm, 1,4 mm de Diâmetro / Calibre 17, Vermelha	1,4 mm diameter/17 gauge aspirationskanyl 80 mm vinklad rød	Κάνουλα αναρρόφησης 80mm με μετρητή, διαμέτρου 1,4mm / 17 γωνιακή κόκκινη
Cannula di aspirazione 80 mm angolata diametro 1,7 mm / 15 gauge color grigio	1,7mm diameter / 15G afzuigcanule 80 mm gehoekt grijs	1,7 mm diameter / 15 gauge aspirasjonskanyle 80 mm vinklet grå	Cânula de Aspiração Angulada de 80 mm, 1,7 mm de Diâmetro / Calibre 15, Cinzenta	1,7 mm diameter/15 gauge aspirationskanyl 80 mm vinklad grå	Κάνουλα αναρρόφησης 80mm με μετρητή, διαμέτρου 1,7mm / 15 γωνιακή γκρι
Cannula di aspirazione 80 mm angolata diametro 2,5 mm / 13 gauge trasparente	2,5 mm diameter /13G afzuigcanule 80 mm gehoekt doorzichtig	2,5 mm diameter / 13 gauge aspirasjonskanyle 80 mm vinklet uten farge	Cânula de Aspiração Angulada de 80 mm, 2,5 mm de Diâmetro / Calibre 13, Transparente	2,5 mm diameter/13 gauge aspirationskanyl 80 mm vinklad genomskinlig	Κάνουλα αναρρόφησης 80mm με μετρητή, διαμέτρου 2,5mm / 13 γωνιακή διαφανής
Cannula di aspirazione 80 mm angolata diametro 3,0 mm / 11 gauge color blu	3,0 mm diameter / 11G afzuigcanule 80 mm gehoekt blauw	3,0 mm diameter / 11 gauge aspirasjonskanyle 80 mm vinklet blå	Cânula de Aspiração Angulada de 80 mm, 3 mm de Diâmetro / Calibre 11, Azul	3,0 mm diameter/11 gauge aspirationskanyl 80 mm vinklad blå	Κάνουλα αναρρόφησης 80mm με μετρητή, διαμέτρου 3,0mm / 11 γωνιακή μπλε
Cannula di aspirazione 100 mm angolata diametro 2,0 mm / 14 gauge color verde	2,0 mm diameter / 14G afzuigcanule 100 mm gehoekt groen	2,0 mm diameter / 14 gauge aspirasjonskanyle 100 mm vinklet grønn	Cânula de Aspiração Angulada de 100 mm, 2 mm de Diâmetro / Calibre 14, Verde	2,0 mm diameter/14 gauge aspirationskanyl 100 mm vinklad grön	Κάνουλα αναρρόφησης 100mm με μετρητή, διαμέτρου 2,0mm / 14 γωνιακή πράσινη
Cannula di aspirazione 100 mm angolata diametro 2,5 mm / 13 gauge trasparente	2,5 mm diameter / 13G afzuigcanule 100 mm gehoekt doorzichtig	2,5 mm diameter / 13 gauge aspirasjonskanyle 100 mm vinklet uten farge	Cânula de Aspiração Angulada de 100 mm, 2,5 mm de Diâmetro / Calibre 13, Transparente	2,5 mm diameter/13 gauge aspirationskanyl 100 mm vinklad genomskinlig	Κάνουλα αναρρόφησης 100mm με μετρητή, διαμέτρου 2,5mm / 13 γωνιακή διαφανής
Cannula di aspirazione 100 mm angolata diametro 3,0 mm / 11 gauge color blu	3,0 mm diameter / 11G afzuigcanule 100 mm gehoekt blauw	3,0 mm diameter / 11 gauge aspirasjonskanyle 100 mm vinklet blå	Cânula de Aspiração Angulada de 100 mm, 3 mm de Diâmetro / Calibre 11, Azul	3,0 mm diameter/11 gauge aspirationskanyl 100 mm vinklad blå	Κάνουλα αναρρόφησης 100mm με μετρητή, διαμέτρου 3,0mm / 11 γωνιακή μπλε
Adattatore House Verhoeven con foro di controllo e raccordo Luer	Verhoeven house adapter met regelgat en luer-connector	Verhoeven-utviklet adapter med kontrollhull og luer-kontakt	Adaptador patentado Verhoeven com Orifício de Controlo e Conector Luer	Verhoeven-adapter med kontrollhåll och luerkoppling	Προσαρμογέας Van Hoesen House με οπή ελέγχου και σύνδεσμο Luer

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

Set di aspirazione completo di adattatore House Verhoeven e foro di aspirazione (tubo di aspirazione)	Zuigset compleet met house adapter en zuigagt (zuigbuis)	Komplett sugesett med Verhoeven-utviklet adapter og sugehull (sugeslange)	Kit de Aspiração Completo com Adaptador patenteado Verhoeven e Orifício de Aspiração (Tubo de Aspiração)	Sugset komplett med Verhoeven-adapter och sughål (sugslang)	Σετ αναρρόφησης πλήρες με προσαρμοσέα σπιτιού και οπή αναρρόφησης (σωλήνας αναρρόφησης)
Set di aspirazione con tubo Zoellner 2 mm x 85 mm di lunghezza, curvatura distale poco profonda a 10° senza foro di controllo dell'aspirazione	Zuigset met Zoellner buis 2 mm x 85 mm, lang, 10° licht distaal gebogen zonder zuigregelgat	Sugesett med Zoellner 2 mm x 85 mm lang 10° grunn, distal bue, uten hull for sugekontroll	Kit de Aspiração com Curva Rasa Distal de 10° de Tipo Zoellner, de 2 mm x 85 mm de Comprimento, sem Orifício de Controlo da Aspiração	Sugset med Zoellner-slang 2 mm x 85 mm lång 10° grund distal bøj utan sugkontrollhål	Σετ αναρρόφησης με Zoellner τύπου 2mm / x 85mm Long 10° αβαθούς αποστατικής κάμψης χωρίς οπή ελέγχου αναρρόφησης
Set di aspirazione con tubo Zoellner 2 mm x 85 mm di lunghezza curvatura distale acuta a 30° senza foro di controllo dell'aspirazione	Zuigset met Zoellner buis 2 mm x 85 mm, lang, 30° scherp distaal gebogen zonder zuigregelgat	Sugesett med Zoellner 2 mm x 85 mm lang 30° akutt distal bue, uten hull for sugekontroll	Kit de Aspiração com Curva Aguda Distal de 30° de Tipo Zoellner, de 2 mm x 85 mm de Comprimento, sem Orifício de Controlo da Aspiração	Sugset med Zoellner-slang 2 mm x 85 mm lång 30° skarp distal bøj utan sugkontrollhål	Σετ αναρρόφησης με Zoellner Τύπου 2mm x 85mm Long 30° οξείας αποστατικής κάμψης χωρίς οπή ελέγχου αναρρόφησης
Set di aspirazione con tubo Bellucci 2 mm x 85 mm di lunghezza curvatura prossimale 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Zuigset met Bellucci buis 2 mm x 85 mm, lang, 30° proximaal gebogen met zuigregelgat	Sugesett med Bellucci 2 mm x 85 mm lang 30° proksimal bue med hull for sugekontroll	Kit de Aspiração com Curva Proximal 30° do tipo Bellucci, de 2 mm x 85 mm de Comprimento, com Orifício de Controlo da Aspiração	Sugset med Bellucci-slang 2 mm x 85 mm lång 30° proximal bøj med sugkontrollhål	Σετ αναρρόφησης με τύπο Bellucci 2mm x 85mm Long 30° πρόσθιας κάμψης με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo di aspirazione Brackmann con tappo distale 1,6 mm x 115 mm curvatura a 40° con foro di controllo dell'aspirazione	Zuigbuis - Brackmann buis met einddop 1,6 mm x 115 mm 40° gebogen met zuigregelgat	Sugeslange – Brackmann med endelette 1,6 mm x 115 mm 40° bue med hull for sugekontroll	Tubo de Aspiração - Curva de 40° de tipo Brackmann de 1,6 mm x 115 mm, com Tampa na Extremidade, com Orifício de Controlo da Aspiração	Sugrör - Brackmann-slang med lock 1,6 mm x 115 mm 40° bøj med sugkontrollhål	Σωλήνας αναρρόφησης - Τύπος Brackmann με τελικό καπάκι 1.6mm x 115mm 40° κάμψη με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo di aspirazione Brackmann senza tappo distale 1,6 mm x 115 mm curvatura a 40° con foro di controllo dell'aspirazione	Zuigbuis - Brackmann buis zonder einddop 1,6 mm x 115 mm 40° gebogen met zuigregelgat	Sugeslange – Brackmann uten endelette 1,6 mm x 115 mm 40° bue med hull for sugekontroll	Tubo de Aspiração - Curva de 40° de tipo Brackmann de 1,6 mm x 115 mm, sem Tampa na extremidade, com Orifício de Controlo da Aspiração	Sugrör - Brackmann-slang utan lock 1,6 mm x 115 mm 40° bøj med sugkontrollhål	Σωλήνας αναρρόφησης - Τύπος Brackmann χωρίς τελικό πώμα 1.6mm x 115mm Καμπύλη 40° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo di aspirazione Magill 3 mm x 110 mm curvatura distale poco profonda a 10° con foro di controllo dell'aspirazione	Magill Zuigbuis 3 mm x 110 mm 10° licht distaal gebogen met zuigregelgat	Magill sugeslange 3 mm x 110 mm 10° grunn, distal bue, med hull for sugekontroll	Tubo de Aspiração - Curva Rasa Distal de 10° de Tipo Magill, de 3 mm x 110 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Magill sugrör 3 mm x 110 mm lång 10° grund distal bøj med sugkontrollhål	Σωλήνας αναρρόφησης - Magill 3mm x 110mm, 10° ρηχής αποστατικής κάμψης με έλεγχο αναρρόφησης
Tubo Zoellner 2 mm x 85 mm curvatura distale poco profonda a 10° senza foro di controllo dell'aspirazione (tubo di aspirazione)	Zoellner-buis 2 mm x 85 mm 10° licht distaal gebogen zonder zuigregelgat (Zuigbuis)	Zoellner 2 mm x 85 mm 10° grunn, distal bue, uten hull for sugekontroll (sugeslange)	Curva Rasa Distal de 10° de Tipo Zoellner, de 2 mm x 85 mm, sem Orifício de Controlo da Aspiração (Tubo de Aspiração)	Sugset Zoellner-slang 2 mm x 85 mm lång 10° grund distal bøj utan sugkontrollhål (sugrör)	Ρηχή αποστατική κάμψη χωρίς οπή ελέγχου αναρρόφησης (σωλήνας αναρρόφησης) τύπου Zoellner 2mm x 85mm 10°
Tubo di aspirazione Zoellner 2 mm x 85 mm curvatura distale acuta angolata a 30° senza foro di controllo dell'aspirazione	Zuigbuis - Zoellner buis 2 mm x 85 mm distaal gebogen, scherpe 30° hoek zonder zuigregelgat	Sugeslange – Zoellner 2 mm x 85 mm distal bue akutt 30° vinkel uten hull for sugekontroll	Tubo de Aspiração - Curva Aguda Distal de 30° de Tipo Zoellner, de 2 mm x 85 mm, sem Orifício de Controlo da Aspiração	Sugrör - Zoellner-slang 2 mm x 85 mm distal skarp bøj 30° vinkel utan sugkontrollhål	Σωλήνας αναρρόφησης - τύπου Zoellner 2mm x 85mm οξείας γωνίας αποστατικής κάμψης 30° χωρίς οπή αναρρόφησης
Tubo Zoellner 2 mm x 85 mm curvatura distale acuta angolata a 30° senza foro di controllo dell'aspirazione	Zoellner-buis 2 mm x 85 mm distaal gebogen, scherpe 30° hoek zonder zuigregelgat	Zoellner 2 mm x 85 mm distal bue akutt 30° vinkel uten hull for sugekontroll	Tubo de aspiração - Curva Aguda Distal de 30° de Tipo Zoellner, de 2 mm x 85 mm, sem Orifício de Controlo da Aspiração	Zoellner-slang 2 mm x 85 mm distal skarp bøj 30° vinkel utan sugkontrollhål	Τύπου Zoellner 2mm x 85mm οξεία γωνία αποστατικής κάμψης 30° χωρίς οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo Zoellner 2 mm x 85 mm curvatura distale poco profonda a 10° con foro di controllo dell'aspirazione	Zoellner-buis 2 mm x 85 mm 10° licht distaal gebogen met zuigregelgat	Zoellner 2 mm x 85 mm 10° grunn, distal bue, med hull for sugekontroll	Tubo de aspiração - Curva Rasa Distal de 10° de Tipo Zoellner, de 2 mm x 85 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Sugset Zoellner-slang 2 mm x 85 mm lång 10° grund distal bøj med sugkontrollhål	Τύπου Zoellner 2mm x 85mm 10° ρηχή αποστατική κάμψη με έλεγχο αναρρόφησης
Tubo di aspirazione Zoellner 2 mm x 85 mm curvatura distale acuta angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Zuigbuis - Zoellner 2 mm x 85 mm distaal gebogen, scherpe 30° hoek met zuigregelgat	Sugeslange – Zoellner 2 mm x 85 mm distal bue akutt 30° vinkel uten hull for sugekontroll	Tubo de Aspiração - Curva Aguda Distal de 30° de Tipo Zoellner, de 2 mm x 85 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Sugrör - Zoellner-slang 2 mm x 85 mm distal skarp bøj 30° vinkel med sugkontrollhål	Σωλήνας αναρρόφησης - τύπου Zoellner 2mm x 85mm αποστατικής κάμψης οξείας γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo Zoellner 2 mm x 85 mm curvatura distale acuta angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Zoellner-buis 2 mm x 85 mm distaal gebogen, scherpe 30° hoek met zuigregelgat	Zoellner 2 mm x 85 mm distal bue akutt 30° vinkel uten hull for sugekontroll	Tubo de aspiração - Curva Aguda Distal de 30° de Tipo Zoellner, de 2 mm x 85 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Zoellner-slang 2 mm x 85 mm distal skarp bøj 30° vinkel med sugkontrollhål	Τύπου Zoellner 2mm x 85mm αποστατική κάμψη οξείας γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo di aspirazione Bellucci 2 mm x 85 mm curvatura prossimale 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Zuigbuis - Bellucci buis 2 mm x 85 mm 30° proximaal gebogen met zuigregelgat	Sugeslange – Bellucci 2 mm x 85 mm 30° proksimal bue med hull for sugekontroll	Tubo de Aspiração - Curva Proximal 30° do Tipo Bellucci, de 2 mm x 85 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Sugrör - Bellucci-slang 2 mm x 85 mm proximal bøj 30° med sugkontrollhål	Σωλήνας αναρρόφησης - τύπου Bellucci 2mm x 85mm πρόσθιας κάμψης 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo Zoellner 2 mm x 100 mm curvatura mediale acuta angolata a 30° senza foro di controllo dell'aspirazione	Zoellner-buis 2 mm x 100 mm mediaal gebogen, scherpe 30° hoek zonder zuigregelgat	Zoellner 2 mm x 100 mm medial bue akutt 30° vinkel uten hull for sugekontroll	Tubo de aspiração - Curva Aguda Medial de 30° de Tipo Zoellner, de 2 mm x 100 mm, sem Orifício de Controlo da Aspiração	Zoellner-slang 2 mm x 100 mm medial skarp bøj 30° vinkel utan sugkontrollhål	Τύπου Zoellner 2mm x 100mm μέση κάμψη οξείας γωνίας 30° χωρίς οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo Zoellner penna 2 mm x 100 mm curvatura mediale acuta angolata a 30° senza foro di controllo	Zoellner pengreep buis 2 mm x 100 mm mediaal gebogen, scherpe 30° hoek zonder regelgat	Zoellner med blyantgrep 2 mm x 100 mm medial bue akutt 30° vinkel uten kontrollhull	Tubo de aspiração - Curva Aguda Medial de 30° de Tipo Zoellner "Caneta", de 2 mm x 100 mm, sem Orifício de Controlo	Zoellner-slang pennegrepp 2 mm x 100 mm medial skarp bøj 30° vinkel utan kontrollhål	Τύπου Zoellner Pen Grip 2mm x 100mm μέση κάμψη οξείας γωνίας 30° χωρίς οπή ελέγχου
Tubo Frazier Lampert 2 mm x 125 mm 30° curvatura prossimale con foro di controllo dell'aspirazione	Frazier Lampert buis 2 mm x 125 mm 30° proximaal gebogen met zuigregelgat	Frazier Lampert 2 mm x 125 mm 30° proksimal bue med hull for sugekontroll	Tubo de aspiração - Curva Proximal 30° de Tipo Frazier Lampert, de 2 mm x 125 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Frazier Lampert-slang 2 mm x 125 mm proximal bøj 30° med sugkontrollhål	Frazier Lampert τύπου 2mm x 125mm 30° πρόσθιας κάμψης με οπή ελέγχου αναρρόφησης

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

Punta fine Zoellner diametro 1,0 mm / 18 gauge	Zoellner fijn uiteinde 1,0 mm / 18G diameter	Zoellner smal tupp 1,0 mm / 18 gauge diameter	Ponteira Fina Zoellner Diâmetro 1 mm / Calibre 18	Zoellner fin ände 1,0 mm/18 gauge diameter	Zoellner λεπτό άκρο διαμέτρου μετρητή 1.0mm / 18
Punta fine Zoellner diametro 0,8 mm / 20 gauge	Zoellner fijn uiteinde 0,8 mm / 20G diameter	Zoellner smal tupp 0,8 mm / 20 gauge diameter	Ponteira Fina Zoellner Diâmetro 0,8 mm / Calibre 20	Zoellner fin ände 0,8 mm/20 gauge diameter	Zoellner λεπτό άκρο διαμέτρου μετρητή 0.8mm / 20
Punta fine Zoellner diametro 0,65 mm / 22 gauge	Zoellner fijn uiteinde 0,65 mm / 22G diameter	Zoellner smal tupp 0,65 mm / 22 gauge diameter	Ponteira Fina Zoellner Diâmetro 0,65 mm / Calibre 22	Zoellner fin ände 0,65 mm/22 gauge diameter	Zoellner λεπτό άκρο διαμέτρου μετρητή 0.65mm / 22
Punta fine Zoellner diametro 0,5 mm / 24 gauge	Zoellner fijn uiteinde 0,5 mm / 24G diameter	Zoellner smal tupp 0,5 mm / 24 gauge diameter	Ponteira Fina Zoellner Diâmetro 0,5 mm / Calibre 24	Zoellner fin ände 0,5 mm/24 gauge diameter	Zoellner λεπτό άκρο διαμέτρου μετρητή 0.5mm / 24
Tubo esofago-laringeo 2 mm x 215 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 2 mm x 215 mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal slange 2 mm x 215 mm 30° vinkel proximal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laringeo - Curva Proximal de 30°, de 2 mm x 215 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 2 mm x 215 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 2mm x 215mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo esofago-laringeo 2 mm x 275 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 2 mm x 275 mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal slange 2 mm x 275 mm 30° vinkel proximal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laringeo - Curva Proximal de 30°, de 2 mm x 275 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 2 mm x 275 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 2mm x 275mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo esofago-laringeo 2 mm x 350 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 2 mm x 350mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal slange 2 mm x 350 mm 30° vinkel proximal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laringeo - Curva Proximal de 30°, de 2 mm x 350 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 2 mm x 350 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 2mm x 350mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo Frazier Lampert 3 mm x 125 mm 30° curvatura proximale con foro di controllo dell'aspirazione	Frazier Lampert buis 3mm x 125 mm 30° proximaal gebogen met zuigregelgat	Frazier Lampert slange 3 mm x 125 mm 30° proximal bue med hull for sugekontroll	Tubo de aspiração - Curva Proximal 30° de Tipo Frazier Lampert, de 3 mm x 125 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Frazier Lampert-slang 3 mm x 125 mm proximal bøj 30° med sugkontrollhåll	Πρόσθια κάμψη τύπου Frazier Lampert 3mm x 125mm 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo esofago-laringeo 3 mm x 165 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 3mm x 165mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal slange 3 mm x 165 mm 30° vinkel proximal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laringeo - Curva Proximal de 30°, de 3 mm x 165 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 3 mm x 165 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 3mm x 165mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo esofago-laringeo 3 mm x 250 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 3mm x 250mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal slange 3 mm x 250 mm 30° vinkel proximal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laringeo - Curva Proximal de 30°, de 3 mm x 250 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 3 mm x 250 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 3mm x 250mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo esofago-laringeo 3 mm x 275 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 3mm x 275mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal slange 3 mm x 275 mm 30° vinkel proximal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laringeo - Curva Proximal de 30°, de 3 mm x 275 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 3 mm x 275 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 3mm x 275mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo esofago-laringeo 3 mm x 350 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 3mm x 350mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal slange 3 mm x 350 mm 30° vinkel proximal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laringeo - Curva Proximal de 30°, de 3 mm x 350 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 3 mm x 350 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 3mm x 350mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo esofago-laringeo 3 mm x 380 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 3mm x 380mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal slange 3 mm x 380 mm 30° vinkel proximal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laringeo - Curva Proximal de 30°, de 3 mm x 380 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 3 mm x 380 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 3mm x 380mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo di aspirazione per FESS con punta a oliva 3 mm x 85 mm angolato a 80° con foro di controllo dell'aspirazione	FESS zuigbuis met olijfpunt 3 mm x 85 mm, 80° hoek, met zuigregelgat	FESS sugeslange med olivenformet tupp 3 mm x 85 mm 80° vinkel med hull for sugekontroll	Tubo de Aspiração FESS com Ponta tipo Azeitona, de 3 mm x 85 mm, Ângulo de 80°, com Orifício de Controlo da Aspiração	FESS sugrør med olivspets 3 mm x 85 mm 65° vinkel med sugkontrollhåll	Σωλήνας αναρρόφησης FESS με άκρο ελιάς 3mm x 85mm γωνίας 80° με έλεγχο αναρρόφησης
Tubo di aspirazione per FESS con punta a oliva 3 mm x 85 mm angolato a 65° con foro di controllo dell'aspirazione	FESS zuigbuis met olijfpunt 3 mm x 85 mm, 65° hoek, met zuigregelgat	FESS sugeslange med olivenformet tupp 3 mm x 85 mm 65° vinkel med hull for sugekontroll	Tubo de Aspiração FESS com Ponta tipo Azeitona, de 3 mm x 85 mm, Ângulo de 65°, com Orifício de Controlo da Aspiração	FESS sugrør med olivspets 3 mm x 85 mm 65° vinkel med sugkontrollhåll	Σωλήνας αναρρόφησης FESS με άκρο ελιάς 3mm x 85mm γωνίας 65° με έλεγχο αναρρόφησης
Tubo esofago-laringeo 4 mm x 120 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 4mm x 120mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal slange 4 mm x 120 mm 30° vinkel proximal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laringeo - Curva Proximal de 30°, de 4 mm x 120 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 4 mm x 120 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 4mm x 120mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo esofago-laringeo 4 mm x 150 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 4mm x 150mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal slange 4 mm x 150 mm 30° vinkel proximal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laringeo - Curva Proximal de 30°, de 4 mm x 150 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 4 mm x 150 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 4mm x 150mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo di aspirazione esofago-laringeo 4 mm x 165 mm curvatura proximale angolata a 30° con controllo dell'aspirazione	Oesofagale/laryngale zuigbuis 4 mm x 165 mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal sugeslange 4 mm x 165 mm 30° vinkel proximal bue med hull for sugekontroll	Tubo de Aspiração Esofágico/Laringeo de 4 mm x 165 mm, Curva Proximal de 30°, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal sugslang 4 mm x 165 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγικός/Λαρυγγικός σωλήνας αναρρόφησης 4mmx165mm 30° πρόσθια κάμψη με έλεγχο αναρρόφησης
Tubo esofago-laringeo 4 mm x 135 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 4 mm x 135 mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal slange 4 mm x 135 mm 30° vinkel proximal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laringeo - Curva Proximal de 30°, de 4 mm x 135 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 4 mm x 135 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 4mm x 135mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

Tubo esofago-laringeo 4 mm x 215 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 4mm x 215 mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat 4mm x 215 mm	Øsofageal/laryngeal slange 4 mm x 215 mm 30° vinkel proksimal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laríngeo - Curva Proximal de 30°, de 4 mm x 215 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 4 mm x 215 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 4mm x 215mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης 4mm x 215mm
Tubo esofago-laringeo 4 mm x 275 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 4mm x 275mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal slange 4 mm x 275 mm 30° vinkel proksimal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laríngeo - Curva Proximal de 30°, de 4 mm x 275 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 4 mm x 275 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 4mm x 275mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo esofago-laringeo 4 mm x 350 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 4mm x 350mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal slange 4 mm x 350 mm 30° vinkel proksimal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laríngeo - Curva Proximal de 30°, de 4 mm x 350 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 4 mm x 350 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 4mm x 350mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης
Tubo esofago-laringeo 4 mm x 490 mm curvatura proximale angolata a 30° con foro di controllo dell'aspirazione	Oesofagaal/laryngaal 4 mm x 490 mm, 30° hoek, proximaal gebogen met zuigregelgat	Øsofageal/laryngeal slange 4 mm x 490 mm 30° vinkel proksimal bue med hull for sugekontroll	Tubo Esofágico/Laríngeo - Curva Proximal de 30°, de 4 mm x 490 mm, com Orifício de Controlo da Aspiração	Esofageal/laryngeal-slang 4 mm x 490 mm 30° vinkel proximal bøj med sugkontrollhåll	Οισοφαγική/Λαρυγγική πρόσθια κάμψη 4mm x 350mm γωνίας 30° με οπή ελέγχου αναρρόφησης

GB - INSTRUCTIONS FOR USE

Description

Network Aspirating Suction Tubes and Fine Ends are 'single use only' tubes designed essentially for ENT applications and can be attached to all commonly available suction systems found in ENT theatres and Out Patient Departments.

The Yankauer is a tool used to suction oropharyngeal secretions in order to prevent asphyxiation. A Yankauer can also be used to clear operative sites during general surgical procedures and the suctioned volume counted as blood loss during surgery.

The tubes are supplied in a variety of diameters and angles pertinent to the surgical application and can be further reduced in diameter down to 26G (0.4mm) by the use of Fine End inserts.

Intended Use

Network Aspirating Suction Tubes and Fine Ends are designed particularly for ENT applications when excess fluids and debris need to be removed from the surgical site.

The tubes can be attached directly to any standard suction system commonly found in an ENT theatre or Out-Patient Departments. The aspiration tubes attach directly to the suction handle of a standard suction system and the fine end can reduce further the diameter of any standard suction tube.

CAUTIONS:

- This device is supplied STERILE and ready to use.
- The device is for SINGLE USE ONLY. Do NOT re-sterilise or re-use.
- Do not use if the packaging has been opened or damaged.
- This device is intended for use by trained medical persons possessing the requisite skill and experience to use the device in accordance with the prevailing standards of medical practice and in conjunction with the instructions for this device.
- The product comes into contact with bodily fluids, which can be contaminated. Care should be taken in the handling and disposal of the device after use to prevent contamination.
- CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician
- This product contains nickel which may cause allergic reaction in patients with sensitivity to nickel. Risk assess the use of the devices in relation to the medical benefit of the procedure and take necessary precautions with patients with known sensitivity to nickel.
- Suction tubing can obstruct when viscous or particulate materials are suctioned, which has in some cases led to problems with airway management.
- Care should be taken that a tube with a sufficiently large diameter is used to remove any particulate. If the tube becomes blocked it should be detached and discarded, or a stylet used to remove the debris. The stylet should be passed through the whole length of the tube to remove the debris.
- There is a risk that aspiration during tympanostomy tube insertion can cause tympanosclerosis

Incident Reporting

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established

Sterilisation

- The device is a SINGLE USE ONLY device supplied sterile and ready for use. Sterilisation is by Ethylene Oxide (EO)

HAZARDS ASSOCIATED WITH THE RE-USE OF SINGLE USE ONLY DEVICES:

- Single use devices have not been validated for re-use. If you re-use a device you may be held **Legally Liable** for the safe performance.
- Cross-contamination and infection risks to patients. Including transmission of:
 - CJD & Variant CJD.
 - Prion Diseases.
 - Bacterial Endotoxins.
 - Hepatitis B & Hepatitis C.
 - Risks posed by HIV and AIDS
- Device failure through material fatigue or degradation caused by initial use and design:
 - Plastics:** Can be weakened, warped or become brittle.
 - Metals:** Can be damaged or subject to rusting.
- Patient injury from device failure and/or chemical burns from residue of decontamination agents absorbed into the materials.

DE – GEBRAUCHSANWEISUNG

Beschreibung

Aspirationsschläuche und feine Saugspitzen von Network sind Schläuche zum Einmalgebrauch speziell für HNO-Anwendungen, die an alle gängigen Saugsysteme bei chirurgischen HNO-Eingriffen sowie im ambulanten Bereich angeschlossen werden können.

Der Yankauer Sauger ist ein Tool, das oropharyngeale Sekrete absaugt, um einer Erstickung vorzubeugen. Ein Yankauer Sauger kann auch der Räumung operativer Stellen während allgemeiner Operationen dienen; das Saugvolumen zählt als Blutverlust während der OP.

Die Schläuche sind in verschiedenen Durchmessern und Winkeln je nach OP-Verfahren lieferbar, deren Durchmesser durch feine Saugspitzen bis auf 26G (0,4 mm) reduziert werden kann.

Verwendungszweck

Die Aspirationsschläuche von Network sind insbesondere für chirurgische HNO-Eingriffe ausgelegt, bei denen überschüssige Fluide und Trümmer aus der chirurgischen Stelle entfernt werden müssen.

Die Schläuche können unmittelbar an ein bei chirurgischen HNO-Eingriffen sowie im ambulanten Bereich üblicherweise verwendetes Standard-Saugsystem angeschlossen werden. Die Aspirationsschläuche werden unmittelbar an den Sauggriff eines Standard-Saugsystems angeschlossen; die Saugspitzen können den Durchmesser jeglichen Saugschlauchs in Standardausführung weiter reduzieren.

VORSICHT:

- Dieses Medizinprodukt wird STERIL und gebrauchsfertig geliefert.
- Das Medizinprodukt ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN EINMALIGEN GEBRAUCH bestimmt. NICHT erneut sterilisieren oder wiederverwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung bereits offen oder beschädigt ist.

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

- Das Medizinprodukt darf nur von medizinischem Fachpersonal verwendet werden, das über die notwendigen Fertigkeiten und die nötige Erfahrung im Umgang mit diesem Medizinprodukt gemäß der von der Einrichtung genehmigten und empfohlenen Bedingungen verfügt.
- Das Produkt kommt mit möglicherweise verunreinigten Körperflüssigkeiten in Kontakt. Bei der Handhabung und Entsorgung des Produkts nach Gebrauch ist Vorsicht geboten, damit eine Kontamination vermieden wird.
- VORSICHT: Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur von medizinischen Fachkreisen oder auf Anordnung dieser gekauft werden.
- Dieses Produkt ist nickelhaltig und kann bei Patienten mit Überempfindlichkeit gegenüber Nickel allergische Reaktionen hervorrufen. Hinsichtlich der Verwendung der Medizinprodukte und deren medizinischen Nutzen beim Eingriff müssen eine Risikobewertung und bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Nickel notwendige Vorsichtsmaßnahmen vorgenommen werden.
- Saugschläuche können durch den Sog von zähflüssigen Materialien oder Partikeln verstopfen, was in manchen Fällen zu Problemen mit der Atemwegssicherung geführt hat.
- Bitte darauf achten, dass der Partikel-Abtransport mit einem Schlauch mit ausreichend großem Durchmesser erfolgt. Verstopfte Schläuche abtrennen und entsorgen bzw. Trümmer mit einem Stilet beseitigen. Das Stilet durch die gesamte Schlauchlänge führen, um so Trümmer zu beseitigen.
- Bei der Einführung von Paukenröhrchen (Tympanoplastik) besteht ein erhöhtes Risiko für eine Aspiration, die zu einer Tympanosklerose führt.

Meldung von Ereignissen

Alle im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt aufgetretenen schwerwiegenden Ereignisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Sterilisation

- Das Medizinprodukt ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN EINMALIGEN GEBRAUCH bestimmt und wird steril und gebrauchsfertig geliefert. Sterilisation durch Ethylenoxid (EO).

RISIKEN DURCH WIEDERAUFBEREITETE MEDIZINISCHE EINMALPRODUKTE

1. Medizinische Einmalprodukte sind nicht für die Wiederaufbereitung validiert. Mit der Aufbereitung eines Medizinprodukts machen Sie sich u. U. für dessen Sicherheit **rechtlich verantwortlich**.

2. Risiko der Kreuzkontamination und der Infektion von Patienten, darunter der Übertragung von:

- CJK und vCJK
- Prionenerkrankungen
- Bakterien-Endotoxinen
- Hepatitis B und C
- Risiken durch HIV und AIDS

3. Produktversagen durch vorzeitige Materialermüdung oder vorzeitigen Materialabbau beim Erstgebrauch und aufgrund von Ausführungsfehlern:

- **Kunststoffe:** Können sich verformen oder schwächer oder brüchig werden.
- **Metalle:** Können beschädigt werden oder rosten.

4. Körperverletzungen durch Versagen des Medizinprodukts und/oder chemische Verletzungen durch Reinigungsmittelrückstände, die vom Material absorbiert werden.

DK – BRUGSANVISNING

Beskrivelse

Network-aspirationssugeslanger og tynde spidser er "kun til engangsbrug". De er i det væsentlige designet til ØNH-applikationer og kan sættes på alle almindeligt tilgængelige sugesystemer, der findes på ØNH-operationsstuer og -ambulatorier.

Yankaueren er et instrument, der anvendes til sugning af oropharyngealt sekret med henblik på forebyggelse af kvælning. En yankauer kan også anvendes til at rense operationssteder under generelle kirurgiske procedurer, og den bortsugede volumen tælles med som blodtab under kirurgi.

Slangerne fås med flere forskellige diametre og vinkler, der er relevante for den kirurgiske applikation, og deres diameter kan reduceres yderligere ned til 26 G (0,4 mm) ved hjælp af de tynde spidsindsatser.

Tilslået anvendelse

Network-aspirationssugeslanger og tynde spidser er designet specielt til ØNH-applikationer, hvor der er behov for fjernelse af overskydende væske og debris fra operationsstedet.

Slangerne kan sættes direkte på ethvert standardsugesystem, der almindeligvis forefindes på ØNH-operationsstuer eller -ambulatorier. Aspirationsslangerne kan sættes direkte på sugehåndtaget på et standardsugesystem, og den tynde spids kan reducere enhver standardsugeslanges diameter yderligere.

FORSIGTIG:

- Anordningen leveres STERIL og klar til brug.
- Anordningen er KUN TIL ENGANGSBRUG. Må IKKE resteriliseres eller genbruges.
- Må ikke anvendes, hvis emballagen har været åbnet eller er beskadiget.
- Denne anordning er kun beregnet til at blive anvendt af lægefagligt uddannet personale, der besidder de nødvendige kompetencer og erfaringer for at anvende anordningen i overensstemmelse med de gældende standarder for lægefaglig praksis og sammen med anvisningerne for denne anordning.
- Produktet kommer i kontakt med kropsvæsker, som kan være forurenede. Der skal udvises forsigtighed under håndtering og bortskaffelse af anordningen efter brug for at forebygge forurening.
- FORSIGTIG: Ifølge amerikansk lov må denne anordning kun sælges af en læge eller efter lægeordination
- Dette produkt indeholder nikkel, som kan forårsage allergisk reaktion hos patienter, der er følsomme over for nikkel. Der skal foretages en risikovurdering for anvendelse af anordningerne i forhold til procedurens sundhedsmæssige fordel og træffes nødvendige forholdsregler hos patienter med kendt følsomhed over for nikkel.
- Sugelanger kan blive tilstoppet under sugning af viskøst eller partikelholdigt materiale, hvilket i visse tilfælde har medført problemer med behandling af luftvejene.
- Sørg omhyggeligt for at anvende en slange med en tilstrækkeligt stor diameter til at fjerne eventuelle partikler. Hvis slangen bliver blokeret, skal den kobles fra og kasseres, eller der skal anvendes en stilet til at fjerne materialet. Stiletten skal føres hele vejen igennem slangen for at fjerne materialet.
- Der er risiko for, at aspiration under slangeindføring til tympanostomi kan forårsage tympanosklerose

Indberetning af hændelser

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med denne anordning, skal indberettes til producenten og til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten opholder sig

Sterilisering

- Anordningen er KUN TIL ENGANGSBRUG og leveres steril og klar til brug. Sterilisering er med ethylenoxid (EO)

FARE FORBUNDET MED GENBRUG AF ANORDNINGER, DER KUN ER TIL ENGANGSBRUG:

1. Engangsanordninger er ikke blevet valideret til genbrug.
Hvis du genbruger en anordning, kan du holdes **juridisk ansvarlig** for, at den fungerer sikkert.
2. Risiko for krydskontaminering og infektion hos patienter. Herunder overførsel af: CJD og variant-CJD.
 - Prionsygdomme.
 - Bakterielle endotoksiner.
 - Hepatitis B og Hepatitis C.
 - Risici i forbindelse med HIV og AIDS
3. Svigt af anordningen via materialetræthed eller nedbrydning forårsaget af den første anvendelse og designet:
 - **Plastmaterialer:** Kan svækkes, gå ud af form eller blive skrøbelige.
 - **Metalmaterialer:** Kan beskadiges eller angribes af rust.
4. Patientskade som følge af svigt af anordningen og/eller kemiske forbrændinger som følge af rester af desinfektionsmidler, der optages af materialerne.

ES - INSTRUCCIONES DE USO

Descripción

Los tubos de aspiración y succión, junto con las puntas finas, de Network son «de uso único» y están especialmente diseñados para aplicaciones de otorrinolaringología (ORL). Pueden incorporarse en los sistemas de succión habituales en los quirófanos de ORL y en departamentos para el tratamiento de pacientes externos.

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

La sonda o catéter Yankauer se utiliza para succionar las secreciones orofaríngeas con el fin de prevenir la asfixia. Además, también puede usarse para mantener limpio el campo operatorio en procedimientos quirúrgicos generales y eliminar los volúmenes succionados, como la pérdida de sangre durante la intervención quirúrgica.

Los tubos que se suministran tienen una gran variedad de diámetros y ángulos, adecuados a cada aplicación quirúrgica. Además, es posible reducir su tamaño a un 26G (0,4 mm) si se utilizan las puntas finas.

Uso previsto

Los tubos de aspiración y succión de Network están diseñados específicamente para aplicaciones ORL en las que es necesario eliminar del campo quirúrgico el exceso de fluidos y de restos.

Los tubos pueden incorporarse directamente en cualquier sistema de succión habitual en los quirófanos de otorrinolaringología o en los departamentos de pacientes externos. Los tubos de aspiración pueden unirse directamente a la conexión de succión de un sistema estándar y mediante la punta fina, se puede reducir el diámetro de cualquier tubo estándar de succión.

PRECAUCIÓN:

- Este dispositivo se entrega ESTERILIZADO y listo para usar.
- El dispositivo es de UN SOLO USO. NO volver a esterilizar ni a reutilizar.
- No utilizarlo si se ha abierto o dañado el envase.
- Este dispositivo está concebido para ser utilizado por profesionales médicos cualificados que posean los conocimientos y la experiencia requeridos para utilizar el dispositivo de acuerdo con los estándares imperantes de la práctica médica y junto con las instrucciones de este dispositivo.
- El producto entra en contacto con fluidos corporales, que pueden estar contaminados. Se deben tomar precauciones durante el manejo y la eliminación del dispositivo después de su uso para evitar la contaminación.
- **ADVERTENCIA:** la legislación federal de EE. UU. establece la restricción de que este dispositivo debe venderse solo a médicos o por orden de estos.
- Este producto contiene níquel, lo que puede provocar una reacción alérgica en pacientes con sensibilidad al níquel. Evaluar el riesgo de uso de los dispositivos en relación con el beneficio sanitario del procedimiento y adoptar las precauciones necesarias en pacientes con sensibilidad conocida al níquel.
- Los tubos de succión pueden obstruirse cuando se succionan materiales o partículas viscosas, lo que puede generar problemas en la gestión de las vías respiratorias.
- Por ello, debe comprobarse que el diámetro del tubo es lo suficientemente grande para extraer las partículas. Si el tubo se bloquea, debe desconectarse y desecharse. También se puede utilizar un estilete para eliminar los restos. Es necesario pasar el estilete por toda la longitud del tubo para eliminar los residuos.
- Existe cierto riesgo de que la aspiración durante la inserción de la sonda de timpanostomía pueda provocar timpanoesclerosis.

Notificación de incidentes

Todo incidente grave relacionado con este dispositivo debe ponerse en conocimiento del fabricante y de la autoridad competente del Estado miembro de residencia del usuario y/o paciente

Esterilización

- El dispositivo es PARA UN SOLO USO, se entrega esterilizado y listo para usar. La esterilización se realiza con óxido de etileno (OE).

RIESGOS RELACIONADOS CON LA REUTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS PREVISTOS PARA UN ÚNICO USO

1. Los dispositivos de un solo uso no están diseñados para su reutilización.
Si reutiliza el dispositivo, puede incurrir en **responsabilidad legal** por incumplimiento de las normas de seguridad.
2. Existe el riesgo de infección y de contaminación cruzada para los pacientes, incluyendo la transmisión de:
 - Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob.
 - Enfermedades por priones.
 - Endotoxinas bacterianas.
 - Hepatitis B y Hepatitis C.
 - Riesgos causados por el VIH y el sida.
3. Fallo del dispositivo por deterioro o degradación del material provocados por su uso y diseño iniciales:
 - **Plásticos:** se pueden debilitar, deformar o quebrar.
 - **Metales:** se pueden dañar u oxidar.
4. Lesiones en el paciente ocasionadas por un fallo en el dispositivo y/o quemaduras químicas provocadas por la absorción por parte de los materiales de residuos de agentes descontaminantes.

FI – KÄYTTÖOHJEET

Kuvaus

Aspiroivat Network-imuputket ja -päät ovat kertakäyttöisiä putkia, jotka on suunniteltu korva-, nenä- ja kurkkutautien käyttösovelluksiin. Ne voidaan kiinnittää kaikkiin yleisesti saatavilla oleviin imujärjestelmiin, joita on korva-, nenä- ja kurkkutautien leikkaussaleissa ja avohoito-osastoilla.

Yankauer on työkalu, jolla imetään suunielun eritteitä potilaan tukehtumisen estämiseksi. Yankaueria voidaan käyttää myös leikkattavien alueiden puhdistamiseen yleisten kirurgisten operaatioiden aikana. Imetty määrä lasketaan verensieritona leikkauksen aikana.

Putkia on saatavilla eri halkaisijoilla ja kulmilla kirurgisen käyttösovelluksen mukaan, ja niiden halkaisijaa voidaan pienentää 26G:hen (0,4 mm) käyttämällä päähän kiinnitettäviä lisäosia.

Käyttötarkoitus

Aspiroivat Network-imuputket ja -päät on suunniteltu erityisesti korva-, nenä- ja kurkkutautien käyttösovelluksiin, kun ylimääräistä nestettä ja jämiä täytyy poistaa leikkattavalta alueelta.

Putket voidaan kiinnittää suoraan kaikkiin vakioimulisiin imujärjestelmiin, joita käytetään yleisesti korva-, nenä- ja kurkkutautien leikkaussaleissa tai avohoito-osastoilla. Imuputket kiinnitetään suoraan vakioimujärjestelmän imukahvaan. Käyttämällä erillistä päätä halkaisijaa voidaan pienentää entisestään kaikissa vakioimuputkissa.

VAROITUKSET:

- Laitte toimitetaan STERILINÄ ja käyttövalmiina.
- Tuote on tarkoitettu VAIN KERTAKÄYTTÖÖN. EI SAA steriloida uudelleen tai käyttää uudelleen.
- Ei saa käyttää, jos pakkaus on avattu tai vahingoittunut.
- Tämä laite on tarkoitettu sellaisten koulutettujen lääketieteiden ammattilaisten käytettäväksi, joilla on vaadittavat taidot ja kokemus laitteen käyttämiseksi voimassa olevien lääketieteellisten käytäntöjen mukaan ja tämän laitteen käyttöohjeiden mukaisesti.
- Tuote on kosketuksissa kehon nesteiden kanssa, jotka voivat olla kontaminoituneita. Laitteen käsittelyssä ja hävityksessä käytön jälkeen tulee olla huolellinen kontaminaation estämiseksi.
- VAROITUS: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.
- Tämä tuote sisältää nikkeliä, joka voi aiheuttaa allergisen reaktion potilailla, joilla on nikkeliallergia. Suorita riskien arviointi laitteiden käytölle menetelmän lääketieteelliseen hyötyyn nähden. Suorita lisäksi tarvittavat toimenpiteet potilaille, joilla tiedetään olevan nikkeliallergia.
- Imuletku voi tukkeutua, jos imetään viskoosia ainetta tai hiukkasia sisältävää materiaalia. Tämä voi joissakin tapauksissa aiheuttaa ongelmia hengitysteiden hoidossa.
- Huolellisia toimenpiteitä tulee noudattaa sen varmistamiseksi, että halkaisijaltaan riittävän suurta putkea käytetään mahdollisten hiukkasten poistamiseen. Jos putki tukkeutuu, se tulee irrottaa ja hävittää. Myös muotoilupuikkoa voidaan käyttää jäämien poistamiseen. Muotoilupuikkoa tulee käyttää putken koko pituudelta jäämien poistamiseksi.
- Olemassa on riski, että imu korvaputken sisäänviennin aikana voi aiheuttaa tärykalvon vaurioitumisen.

Tapahtumien raportointi

Kaikki tapahtuneet vakavat vaaratilanteet, jotka liittyvät tähän laitteeseen, tulee raportoida valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas asuu.

Sterilointi

- Laitte on tarkoitettu VAIN KERTAKÄYTTÖÖN, ja se toimitetaan steriilinä ja käyttövalmiina. Sterilointi etyleenioksidiilla (EO)

KERTAKÄYTTÖISTEN LAITTEIDEN UUDELEENKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAARAT:

1. Kertakäyttöisiä laitteita ei ole hyväksytty käytettäväksi uudelleen.
Jos käytät laitetta uudelleen, voit olla oikeusvastuussa turvallisesta käytöstä.
2. Potilaiden riskikontaminaatio ja infektoriski. Mukaan lukien seuraavat infektiot: CJD ja vCJD
 - Prionitaudit
 - Bakteriendotoksiinit
 - Hepatiitti B ja hepatiitti C
 - HIV:n ja AIDSin aiheuttamat riskit
3. Laitteen toimintahäiriö alkuperäisestä käytöstä ja suunnittelusta aiheutuvasta materiaalin väsymisestä tai heikentymisestä johtuen:

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

- **Muovitt:** Voivat heikentyä, vääntyä tai haurastua.
- **Metallit:** Voivat vaurioitua tai ruostua.
- 4. Potilaan vammautuminen laitteen toimintahäiriön vuoksi ja/tai kemialliset palovammat materiaaleihin imeytyneiden saastuneiden aineiden jäämistä.

FR – MODE D'EMPLOI

Description

Les extrémités coniques et les tubes d'aspiration de Network, "à usage unique", sont conçus principalement pour les applications ORL. Ils peuvent être attachés aux systèmes d'aspiration les plus communément disponibles dans les salles de soins d'urgence et les blocs opératoires en ORL.

Le dispositif Yankauer permet d'aspirer les sécrétions oropharyngées afin d'éviter toute asphyxie. Un dispositif Yankauer permet aussi de nettoyer les champs opératoires lors des procédures chirurgicales afin d'éliminer le volume totalisé de pertes sanguines lors de l'intervention chirurgicale.

Les tubes sont fournis sous plusieurs formes recourbées et diamètres, adaptés aux applications chirurgicales, et peuvent être réduits à un diamètre jusqu'à 26G (0,4mm) en utilisant les inserts à extrémités coniques.

Usage recommandé

Les extrémités coniques et les tubes d'aspiration de Network sont recommandés pour les applications ORL lorsqu'il faut éliminer les liquides physiologiques et les débris des champs opératoires.

Les tubes sont compatibles avec la plupart des systèmes d'aspiration les plus communément disponibles dans les blocs opératoires ORL et les salles de soins d'urgence. Les tubes d'aspiration s'attachent directement au corps principal des systèmes d'aspiration standard et l'extrémité conique permet de réduire le diamètre du tube pour l'adapter à un tube d'aspiration standard.

AVERTISSEMENTS :

- Ce dispositif est fourni STÉRILE et prêt à l'emploi.
- Ce dispositif est À USAGE UNIQUE SEULEMENT. NE PAS restériliser ni réutiliser.
- Ne pas utiliser si l'emballage a été ouvert ou endommagé.
- Ce dispositif ne doit être utilisé que par des personnes du corps médical dûment formées et possédant les compétences et l'expérience nécessaires pour manipuler ledit dispositif en conformité avec les normes de pratique médicale en vigueur et selon le mode d'emploi.
- Ce produit entre en contact avec des liquides physiologiques qui risquent d'être contaminés. Prendre les précautions nécessaires de manipulation et d'élimination du dispositif après utilisation afin d'éviter toute contamination.
- AVERTISSEMENT : la loi fédérale américaine limite la vente et l'utilisation aux médecins ou à la demande d'un médecin.
- Ce produit contient du nickel et peut entraîner une réaction allergique chez les patients sensibles au nickel. Évaluer les risques liés à l'utilisation des dispositifs, en termes de bénéfice médical apporté par la procédure, et prendre les précautions nécessaires avec les patients sensibles au nickel.
- Les tubes d'aspiration peuvent s'obstruer en présence d'une viscosité ou grosses particules, ce qui peut poser parfois des problèmes lors de l'assistance respiratoire.
- Il convient d'utiliser un tube d'un diamètre suffisamment grand pour aspirer les particules. En cas de blocage, il est recommandé de retirer et jeter le tube, ou d'utiliser un stylet pour éliminer les débris. Utiliser le stylet pour récurer le tube sur toute sa longueur du tube et éliminer le blocage.
- L'insertion du tube utilisé pendant la tympanotomie risque d'entraîner une tympanosclérose.

Déclaration des incidents

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être déclaré au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel réside l'utilisateur ou le/la patient(e).

Stérilisation

- Ce dispositif est À USAGE UNIQUE ; il est fourni stérile et prêt à l'emploi. Stérilisation par oxyde d'éthylène (OE).

DANGERS ASSOCIÉS À LA RÉUTILISATION DES DISPOSITIFS À USAGE UNIQUE

1. Les dispositifs à usage unique n'ont pas été approuvés pour plusieurs utilisations. Si vous utilisez plusieurs fois un de ces dispositifs, vous risquez d'être tenu **juridiquement responsable** de sa performance.
2. Risques de contamination croisée et de risques d'infection pour les patients ; y compris la transmission des affections suivantes :
 - MCJ et ses variantes.
 - Maladies à prions
 - Endotoxines bactériennes
 - Hépatite B et hépatite C.
 - Risques posés par le VIH et le SIDA.
3. Possibilité de défaillance du dispositif en raison d'une dégradation ou d'une détérioration des matériaux causées par la conception et l'usage initiaux :
 - **Plastiques** : les plastiques peuvent se dégrader, se tordre ou s'effriter.
 - **Métaux** : les métaux peuvent se dégrader ou rouiller.
4. Risques de lésions infligées aux patients en raison d'une défaillance du dispositif ou de brûlures chimiques liées aux résidus des agents de décontamination absorbés par les matériaux.

IT - ISTRUZIONI PER L'USO

Descrizione

I tubi di aspirazione e gli inserti a estremità sottile Network sono tubi "monouso" studiati principalmente per le applicazioni otorinolaringoiatriche (ORL). Possono essere connessi a tutti i sistemi di aspirazione comunemente disponibili nelle sale operatorie ORL o nei reparti ambulatoriali.

La cannula Yankauer è uno strumento utilizzato per l'aspirazione delle secrezioni orofaringee, allo scopo di prevenire l'asfissia. Può essere utilizzata anche per ripulire le sedi chirurgiche durante gli interventi di chirurgia generale; in questo caso la perdita ematica verificatasi durante l'intervento verrà calcolata in base al volume aspirato.

I tubi sono disponibili in una gamma di diametri e angolazioni appropriati per l'applicazione chirurgica. Il diametro può essere ulteriormente ridotto fino a 26 G (0,4 mm) mediante l'uso degli inserti a estremità sottile.

Uso previsto

I tubi di aspirazione Network sono progettati primariamente per l'uso nelle applicazioni otorinolaringoiatriche, nei casi in cui sia necessario rimuovere liquidi e residui organici dalla sede chirurgica.

I tubi possono essere connessi direttamente a qualsiasi sistema di aspirazione comunemente disponibile in sala operatoria ORL o nei reparti ambulatoriali. I tubi di aspirazione si connettono direttamente al manipolo di aspirazione di un sistema di aspirazione standard, mentre l'inserto a estremità sottile consente di ridurre ulteriormente il diametro di qualsiasi tubo di aspirazione standard.

ATTENZIONE:

- Il prodotto è fornito STERILE, pronto per l'uso.
- Il prodotto è ESCLUSIVAMENTE MONOUSO. NON risterilizzare né riutilizzare.
- Non usare se la confezione è stata aperta o risulta danneggiata.
- Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da un medico che, per formazione ed esperienza, è competente nell'uso del dispositivo conformemente ai protocolli accettati di pratica medica e alle istruzioni per l'uso di questo dispositivo.
- Il prodotto viene a contatto con liquidi organici, che possono essere contaminati. Per evitare la contaminazione, cautela è richiesta nella manipolazione e nello smaltimento del dispositivo dopo l'uso.
- ATTENZIONE: la legge federale degli Stati Uniti d'America limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione del medico
- Questo prodotto contiene nickel che potrebbe essere causa di reazione allergica in pazienti particolarmente sensibili al nickel. Valutare il rischio connesso all'uso dei dispositivi rispetto al beneficio clinico dell'intervento e adottare le precauzioni necessarie nei pazienti con nota sensibilità al nickel.
- I tubi di aspirazione possono ostruirsi se vengono aspirati materiali viscosi o particolati; in alcuni casi, l'ostruzione può comportare problemi per la gestione delle vie respiratorie.
- È necessario fare attenzione che il tubo utilizzato per rimuovere i particolati abbia un diametro sufficiente. Se il tubo si ostruisce, deve essere staccato e smaltito, oppure si deve utilizzare un mandrino per rimuovere i residui organici. Per rimuovere questi residui, si deve far avanzare il mandrino lungo l'intera lunghezza del tubo.
- Sussiste il rischio che l'aspirazione durante l'inserimento del tubo per timpanostomia possa provocare timpanosclerosi.

Segnalazione degli incidenti

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro dove hanno residenza l'utilizzatore e/o il paziente.

Sterilizzazione

- Il prodotto è un dispositivo ESCLUSIVAMENTE MONOUSO, fornito sterile e pronto per l'uso. È sterilizzato mediante ossido di etilene (EO).

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

PERICOLI ASSOCIATI AL RIUTILIZZO DEI DISPOSITIVI ESCLUSIVAMENTE MONOUSO

1. Il dispositivo monouso non è stato convalidato per essere riutilizzato. Chiunque riutilizzi il dispositivo può essere tenuto **legalmente responsabile** della performance sicura.
2. Rischi di contaminazione o infezione crociata per i pazienti, compresa la trasmissione di:
 - Morbo di Creutzfeldt-Jakob (CJD) e la sua variante
 - Patologie prioniche
 - Endotossine batteriche
 - Epatite B e C
 - Rischi posti dall'HIV ed AIDS
3. Il fallimento del dispositivo dovuto a fatica o a degradazione del materiale causata dall'utilizzo iniziale e dal design:
 - **Materie plastiche:** possono indebolirsi, deformarsi o diventare fragili.
 - **Metalli:** possono subire danni o essere soggetti a ruggine.
4. Lesioni al paziente causate dal fallimento del dispositivo e/o ustioni chimiche provocate dai residui degli agenti di decontaminazione assorbiti nei materiali.

NL - GEBRUIKSAANWIJZING

Omschrijving

Network zuigbuizen en fijne zuigeinden zijn buizen 'voor eenmalig gebruik' en speciaal ontwikkeld voor KNO-toepassingen. Ze kunnen worden aangesloten op alle beschikbare zuigsystemen die normaliter in operatiekamers en poliklinieken van KNO-afdelingen aanwezig zijn.

De yankauer is een instrument dat wordt gebruikt om orofaryngeale secretie op te zuigen om asfyxiatie te voorkomen. Een yankauer kan ook worden gebruikt om operatiegebieden schoon te houden tijdens algemene chirurgische ingrepen, waarbij de afgezogen hoeveelheid wordt geteld als bloedverlies tijdens de operatie.

De buizen zijn verkrijgbaar in diverse diameters en hoeken, die aansluiten bij de chirurgische toepassing, en kunnen verder in diameter worden verkleind tot 26G (0,4 mm) door het gebruik van insteekbare fijne zuigeinden.

Beoeld gebruik

Network zuigbuizen en fijne zuigeinden zijn specifiek ontwikkeld voor KNO-toepassingen als overmatige vloeistoffen en weefsel van het operatiegebied moeten worden verwijderd.

De buizen kunnen direct worden aangesloten op de standaard zuigsystemen die aanwezig zijn in operatiekamers en poliklinieken van KNO-afdelingen. De zuigbuizen kunnen direct worden aangesloten op het zuighandvat van een standaard zuigstelsel, en met de fijne zuigeinden kan de diameter van een standaard zuigbuis verder worden verkleind.

WAARSCHUWINGEN

- Het instrument wordt STERIEL en klaar voor gebruik geleverd.
- Het instrument is VOOR EENMALIG GEBRUIK. NIET opnieuw steriliseren of gebruiken.
- Gebruik het instrument niet als de verpakking is geopend of beschadigd.
- Dit instrument is bedoeld voor gebruik door getrainde medische professionals die beschikken over de vereiste vaardigheden en ervaring om het instrument te gebruiken in overeenstemming met de geldende normen voor de medische praktijk en in combinatie met de instructies voor dit instrument.
- Het instrument komt in contact met lichaamsvloeistoffen, die besmet kunnen zijn. Het instrument moet zorgvuldig worden gehanteerd en na gebruik worden verwijderd om besmetting te voorkomen.
- **WAARSCHUWING:** Volgens de Amerikaanse Federale wetgeving is verkoop en gebruik van dit apparaat uitsluitend toegestaan door of op voorschrift van een arts.
- Dit product bevat nikkel wat een allergische reactie kan veroorzaken bij patiënten die gevoelig voor nikkel zijn. Voer een risicobeoordeling uit van de instrumenten met betrekking tot de medische voordelen van de procedure en neem de nodige voorzorgsmaatregelen bij patiënten van wie bekend is dat ze gevoelig voor nikkel zijn.
- Zuigbuizen kunnen verstopt raken als viskeus of weefselmateriaal wordt opgezogen, wat in sommige gevallen heeft geleid tot problemen met luchtwegbeheer.
- Voor de verwijdering van weefselmateriaal moet derhalve altijd een buis wordt gebruikt met een diameter die groot genoeg is om weefselmateriaal te verwijderen. Als de buis verstopt raakt, moet hij worden losgekoppeld en weggegooid, of dient een stilet te worden gebruikt om de verstopping te verwijderen. De verstopping wordt verwijderd door het stilet door de hele buis te voeren.
- Er bestaat een risico dat zuiging tijdens de invoering van een tympanostomiebuis tympanosclerose kan veroorzaken.

Rapportage van incidenten

Ernstige incidenten die zich met betrekking tot dit instrument voordoen, dienen te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de Lidstaat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

Sterilisatie

- Het instrument is VOOR EENMALIG GEBRUIK en wordt steriel en klaar voor gebruik geleverd. Voor sterilisatie is ethyleenoxide (EO) gebruikt

GEVAREN VERBODEN AAN HET HERGEBRUIK VAN PRODUCTEN VOOR EENMALIG GEBRUIK:

1. Producten voor eenmalig gebruik zijn niet gevalideerd voor hergebruik. Als u een instrument opnieuw gebruikt kunt u juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de veilige prestatie.
2. Kruisbesmetting van en infectierisico's voor patiënten. Met inbegrip van overdracht van: CJD en variant CJD.
 - Prion-ziekten.
 - Bacteriële endotoxinen.
 - Hepatitis B en Hepatitis C.
 - Risico's van HIV en AIDS
3. Defecten aan het instrument vanwege materiaalvermoeidheid of afbreuk veroorzaakt door het eerste gebruik en het ontwerp:
 - **Kunststoffen:** Kunnen vervormen, minder sterk of breekbaar worden.
 - **Metalen:** Kunnen worden beschadigd of roestig worden.
4. Letsel aan de patiënt door defecten aan het instrument en/of chemische brandwonden van restanten van ontsmettingsmiddelen die door de materialen zijn geabsorbeerd.

NO – BRUKSANVISING

Beskrivelse

Aspirerende sugeslanger og smale sugetupper fra Network er «kun til engangsbruk». Slangene er utformet hovedsakelig til bruk i øre-nese-hals-prosedyrer (ØNH) og kan kobles til alle allment tilgjengelige sugesystemer på ØNH-operasjonsstuer og polikliniske avdelinger.

En yankauer er et verktøy som brukes til å sugge opp orofaryngealt sekret for å forhindre kvelning. En yankauer kan også brukes til å holde rent operasjonssteder under generelle kirurgiske prosedyrer ved å sugge opp blodtap under inngrepet.

Slangene finnes i flere diametere og vinkler tilpasset ulike kirurgiske bruksområder. Spissen kan reduseres helt ned til 26G (0,4 mm) i diameter ved å sette på en smal tupp.

Tiltenkt bruk

Aspirerende sugeslanger og smale sugetupper fra Network er konstruert spesielt til ØNH-bruk når det er behov for å fjerne overflødig væske og smuss fra operasjonsstedet.

Slangene kan kobles rett på alle standard sugesystemer som vanligvis finnes på en ØNH-operasjonsstue eller polikliniske avdelinger. Aspirasjonsslangene kobles rett på sugehåndtaket på et standard sugesystem, og med den smale spissen kan man ytterligere redusere diametere på standard sugeslanger.

FORSIKTIGHETSREGLER:

- Utstyret leveres STERILT og klart til bruk.
- Utstyret er KUN TIL ENGANGSBRUK. Det skal IKKE steriliseres eller brukes på nytt.
- Det skal ikke brukes hvis emballasjen er åpnet eller skadet.
- Utstyret er beregnet for bruk av kvalifisert medisinsk personell som har de ferdigheter og den erfaring som kreves for å bruke utstyret i henhold til gjeldende standarder for medisinsk praksis og i samsvar med bruksanvisningen for utstyret.
- Produktet kommer i kontakt med kroppsvæsker, som kan være kontaminert. Vær forsiktig når utstyret håndteres og kastes etter bruk, for å unngå kontaminasjon.
- **FORSIKTIG:** I henhold til føderale lover i USA skal dette utstyret bare selges av lege eller etter ordinasjon fra lege.
- Produktet inneholder nikkel, som kan utløse en allergisk reaksjon hos pasienter med nikkelfølsomhet. Vurder risikoen ved å bruke utstyret opp mot den medisinske fordelene ved inngrepet, og ta nødvendige forholdsregler hvis pasienten har kjent nikkelfølsomhet.
- Sugelanger kan bli tilstoppet under suging av viskøse eller partikkelholdige materialer. Dette har i noen tilfeller ført til problemer med luftveishåndtering.

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

- Sørg for å bruke en slange som har stor nok diameter til å fjerne eventuelle partikler. Hvis slangen blir tilstoppet, må den kobles fra og kastes, eller smusset kan fjernes med en mandreng. Mandrengen må føres gjennom hele slangen for at smusset skal fjernes.
- Ved innføring av et tympanostomidren er det risiko for at aspirasjon kan forårsake tympanosklerose.

Rapportering av hendelser

Eventuelle alvorlige hendelser som inntreffer i forbindelse med dette utstyret, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten hvor brukeren og/eller pasienten er hjemmehørende.

Sterilisering

- Dette utstyret er **KUN TIL ENGANGSBRUK** og leveres sterilt og klart til bruk. Sterilisering er utført med etylenoksid (EO).

FARE FORBUNDET MED GJENBRUK AV UTSTYR SOM KUN ER TIL ENGANGSBRUK:

1. Utstyr som kun er til engangsbruk, er ikke godkjent for gjenbruk.

Den som bruker slikt utstyr på nytt, kan bli holdt **juridisk ansvarlig** for utstyrets sikkerhet.

2. Krysskontaminasjon og infeksjonsrisiko for pasienter. Dette inkluderer overføring av: CJS og variant CJS
 - Prionsykdommer
 - Bakterielle endotoksiner
 - Hepatitt B og hepatitt C
 - Risikoer forbundet med hiv og aids
3. Utstyrsvikt som skyldes tretthet eller svekkelse i materialer forårsaket av første bruk og utformingen:
 - **Plast:** Kan bli svekket, deformert eller sprø.
 - **Metaller:** Kan få skader eller ruste.
4. Pasientskade som følge av utstyrsvikt og/eller kjemiske forbrenninger grunnet rester av dekontaminasjonsmidler som er blitt absorbert av materialene.

PT – INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Descrição

Os Tubos de Aspiração Sucção e as Ponteiros Finos da Network são tubos para 'utilização única' concebidos essencialmente para aplicações otorrinolaringológicas e podem ser coligados com todos os sistemas de sucção comumente disponíveis nas salas de otorrinolaringologia e nos ambulatórios.

O tubo Yankauer é uma ferramenta usada para a sucção de secreções orofaríngeas a fim de prevenir asfixias. Um tubo Yankauer também pode ser usado para liberar os lugares de intervenção durante processos cirúrgicos gerais e contar o volume aspirado com perda de sangue durante a operação cirúrgica.

Estes tubos são fornecidos com vários diâmetros e ângulos atendendo à aplicação cirúrgica, e o diâmetro pode ser reduzido ainda mais até 26G (0,4 mm) inserindo uma Ponteira Fina.

Uso Previsto

Os tubos de aspiração e sucção da Network foram concebidos especificamente para aplicações otorrinolaringológicas, quando for necessário remover excessos de fluidos e resíduos dos lugares de intervenções cirúrgicas.

Este tubos podem ser coligados diretamente a qualquer sistema de sucção comumente encontrado nas salas de otorrinolaringologia ou nos ambulatórios. Os tubos de aspiração ligam-se diretamente na empunhadura de sucção de um sistema padrão de sucção e uma ponteira fina pode diminuir ainda mais o diâmetro de qualquer tubo padrão de sucção.

CUIDADOS:

- Este dispositivo é fornecido ESTÉRIL e pronto para utilizar.
- Este dispositivo destina-se APENAS A UMA ÚNICA UTILIZAÇÃO. NÃO esterilizar novamente nem reutilizar.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Este dispositivo deve ser usado apenas por pessoal médico preparado e com a habilidade e a experiência necessárias para o utilizar atendendo aos padrões predominantes da prática médica, assim como as instruções para este dispositivo.
- O produto entra em contacto com fluidos biológicos, que podem estar contaminados. Deve-se ter cuidado ao manusear e eliminar o dispositivo após a utilização, para evitar contaminação.
- CUIDADO: A Legislação Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica.
- Este produto contém níquel, que pode provocar uma reação alérgica em pacientes com sensibilidade ao níquel. Avalie os riscos da utilização dos dispositivos relativamente ao benefício médico do procedimento e tome as precauções necessárias no caso de pacientes com sensibilidade conhecida ao níquel.
- Sistema de tubos de sucção pode entupir-se caso materiais viscosos ou partículas sejam aspiradas; isto, em alguns casos, levou a problemas de gestão das vias respiratórias.
- Também é necessário cuidado para utilizar um tubo de diâmetro suficientemente amplo para a retirada de qualquer partícula. Caso o tubo fique obstruído, deverá ser desconectado e eliminado; ou então um estilete ser usado para retirar os resíduos. O estilete deve passar por todo o comprimento do tubo, para remover os resíduos.
- Há um risco de que a aspiração durante a inserção do tubo de timpanostomia possa provocar timpanosclerose.

Comunicação de incidentes

Qualquer incidente grave que ocorra relativamente a este dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro de residência do utilizador e/ou paciente.

Esterilização

- Este dispositivo destina-se APENAS A UMA ÚNICA UTILIZAÇÃO e é fornecido estéril e pronto para utilizar. A esterilização é feita por óxido de etileno (OE).

RISCOS ASSOCIADOS COM A REUTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA UTILIZAÇÃO ÚNICA:

1. Os dispositivos para utilização única não foram validados para reutilização. Se reutilizar tais dispositivos estará sujeito à **Responsabilidade Legal** em relação à segurança do desempenho.
2. Riscos de infecção e contaminação cruzada de pacientes. Inclui a transmissão de:
 - Doença e variante de DCJ.
 - Doenças de Prião.
 - Endotoxinas Bacterianas.
 - Hepatite B e Hepatite C.
 - Riscos associados com a HIV e AIDS
3. Falhas do dispositivo por causa de fadiga ou degeneração de materiais:
 - **Plásticos:** podem se enfraquecer, deformarem-se ou tornarem-se quebradiços
 - **Metais:** podem se danificar e estão sujeitos a ferrugem.
4. Ferimentos de pacientes por causa de falhas dos dispositivos e/ou queimaduras químicas por causa de resíduos de agentes de descontaminação absorvidos pelos materiais.

SV - BRUKSANVISNING

Beskrivning

Networks aspirerande sugrör och smala spetsar är endast avsedda för engångsbruk och är i huvudsak utformade för användning inom ÖNH. De kan anslutas till alla vanligtvis tillgängliga sugsystem i ÖNH-operationssalar och på öppenvårdsmottagningar.

En Yankauer är ett verktyg som används för att suga upp mun-svalgsekret i syfte att förhindra kvävning. En Yankauer kan även användas för att rengöra operationsområden under allmänna kirurgiska ingrepp och den uppsugna volymen räknas som blodförlust under operation.

Rören tillhandahålls i olika diametrar och vinklar anpassade till den kirurgiska tillämpningen och de kan minska ytterligare i diameter ned till 26 G (0,4 mm) genom användning av insatserna med smala spetsar.

Avsedd användning

Networks aspirerande sugrör och smala spetsar är utformade särskilt för användning inom ÖNH då överflödig vätska och partiklar måste avlägsnas från operationsområdet.

Rören kan anslutas direkt till alla standardsugsystem som vanligtvis finns tillgängliga i ÖNH-operationssalar och på öppenvårdsmottagningar. Sugrören ansluts direkt till sughandtaget på ett standardsugsystem och den smala spetsen kan ytterligare minska diametern på alla standardsugrör.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Produkten levereras STERIL och redo att använda.

PRODUCT NAME: ASPIRATING SUCTION TUBES AND FINE ENDS
PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

- Produkten är ENDAST AVSEDD FÖR ENGÅNGSBRUK. Får EJ återsteriliseras eller återanvändas.
- Använd inte om förpackningen har öppnats eller skadats.
- Den här produkten är avsedd att användas av medicinsk personal som har nödvändiga färdigheter och erfarenhet för att använda produkten i enlighet med rådande standarder för medicinsk praxis samt anvisningarna till produkten.
- Produkten kommer i kontakt med kroppsvätskor, som kan vara kontaminerade. Hantering och kassering av enheten efter användning ska ske med försiktighet för att förhindra kontaminering.
- FÖRSIKTIGHET: I USA får enligt federal lag denna produkt endast försäljas av läkare eller enligt läkares ordination.
- Produkten innehåller nickel som kan orsaka en allergisk reaktion hos patienter med överkänslighet mot nickel. Riskbedöm användningen av produkterna i relation till ingreppets medicinska nytta och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för patienter med känd överkänslighet mot nickel.
- Sugrören kan täppas till när viskösa material eller partikelmaterial sugts upp, något som i vissa fall har lett till problem med luftvägshantering.
- Var noga med att använda ett rör med tillräckligt stor diameter för avlägsnande av partikelmaterial. Om röret täpps till ska det kopplas bort och kasseras, eller rengöras från partiklar med hjälp av en mandräng. Mandrängen ska föras genom hela röret för att avlägsna partiklarna.
- Det finns en risk att aspiration under insättningen av tympanostomirör kan orsaka tympanoskleros.

Rapportering av incidenter

Alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med den här produkten ska rapporteras till tillverkaren och till behörig myndighet i medlemsstaten där användaren och/eller patienten är etablerad.

Sterilisering

• Produkten är **ENDAST AVSEDD FÖR ENGÅNGSBRUK** och levereras steril och redo att användas. Sterilisering sker med etylenoxid (EO).

RISKER FÖRKNIPPADE MED ÅTERANVÄNDNING AV PRODUKTER SOM ENDAST ÄR AVSEDDA FÖR ENGÅNGSBRUK

1. Produkter för engångsbruk har inte validerats för återanvändning.
Om du återanvänder en produkt kan du hållas **juridiskt ansvarig** för att det sker på ett säkert sätt.
2. Risk för att patienter utsätts för korskontaminering och infektion. Här ingår överföring av: CJD och vCJD
 - prionsjukdomar
 - bakteriella endotoxiner
 - hepatit B och hepatit C
 - HIV och AIDS.
3. Produktfel till följd av att material slitits ut eller brutits ned på grund av användning eller produktens utformning.
 - **Plast:** kan försvagas, deformeras eller bli spröd.
 - **Metaller:** kan skadas eller rosta.
4. Patientskador orsakade av produktfel och/eller kemiska brännskador från rester av dekontamineringsmedel som absorberats i materialen.

GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή

Οι αναρροφητικοί σωλήνες αναρρόφησης και τα λεπτά άκρα του Network είναι σωλήνες «μίας χρήσης μόνο» που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογές ΩΡΛ και μπορούν να συνδεθούν σε όλα τα ευρέως διαθέσιμα συστήματα αναρρόφησης που βρίσκονται στα χειρουργεία ΩΡΛ και στα τμήματα εξωτερικών ιατρείων.

Το γανκauer είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση στοματοφαρυγγικών εκκρίσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ασφυξία. Το γανκauer μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό χειρουργικών περιοχών κατά τη διάρκεια γενικών χειρουργικών επεμβάσεων και ο όγκος που αναρροφάται υπολογίζεται ως απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Οι σωλήνες παρέχονται σε διάφορες διαμέτρους και γωνίες που σχετίζονται με τη χειρουργική εφαρμογή και μπορούν να μειώσουν περαιτέρω τη διάμετρο έως και 26G (0,4mm) με τη χρήση ενθέτων Fine End.

Προβλεπόμενη Χρήση

Οι σωλήνες αναρρόφησης δικτύου και τα λεπτά άκρα του Network έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές ΩΡΛ, όταν πρέπει να απομακρυνθούν τα περιττά υγρά και υπολείμματα από τη χειρουργική περιοχή.

Οι σωλήνες μπορούν να συνδεθούν απευθείας σε οποιοδήποτε τυπικό σύστημα αναρρόφησης που συνήθως συναντάται σε ένα χειρουργείο ΩΡΛ ή σε τμήματα εξωτερικών ασθενών. Οι σωλήνες αναρρόφησης προσαρτώνται απευθείας στη λαβή αναρρόφησης ενός τυπικού συστήματος αναρρόφησης και το λεπτό άκρο μπορεί να μειώσει περαιτέρω τη διάμετρο οποιουδήποτε τυπικού σωλήνα αναρρόφησης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Η συσκευή αυτή παρέχεται ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ και έτοιμη για χρήση.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ. Να ΜΗΝ επαναποστειρώνεται και να μην επαναχρησιμοποιείται.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό που κατέχει τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρία όσον αφορά τη χρήση της συσκευής, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ιατρικής πρακτικής και σε συνδυασμό με τις οδηγίες για αυτή τη συσκευή.
- Το προϊόν έρχεται σε επαφή με σωματικά υγρά, τα οποία μπορεί να είναι μολυσμένα. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τον χειρισμό και την απόρριψη της συσκευής μετά από τη χρήση, για την αποφυγή μόλυνσης.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
- Αυτό το προϊόν περιέχει νικέλιο το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε ασθενείς με ευαισθησία στο νικέλιο. Αξιολογήστε τον κίνδυνο χρήσης των συσκευών σε σχέση με το ιατρικό όφελος της διαδικασίας και λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις σε ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στο νικέλιο.
- Ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποφραχθεί όταν αναρροφούνται παχύρρευστα ή σωματιδιακά υλικά, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε προβλήματα με τη διαχείριση των αεραγωγών.
- Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να χρησιμοποιείται σωλήνας με αρκετά μεγάλη διάμετρο για την απομάκρυνση τυχόν σωματιδίων. Εάν ο σωλήνας αποφραχθεί, θα πρέπει να αποκολληθεί και να απορριφθεί ή να χρησιμοποιηθεί ένα στυλεό για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων. Ο στυλεός πρέπει να διέρχεται σε όλο το μήκος του σωλήνα για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα.
- Υπάρχει κίνδυνος η αναρρόφηση κατά την εισαγωγή του σωλήνα τυμπανοστομίας να προκαλέσει τυμπανοσκλήρυνση.

Αναφορά Περιστατικών

Κάθε σοβαρό περιστατικό που συνέβη σε σχέση με αυτή τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Αποστείρωση

• Η συσκευή είναι συσκευή **ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ** που παρέχεται αποστειρωμένη και έτοιμη για χρήση. Η αποστείρωση γίνεται με οξείδιο του αιθυλενίου (EO).

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Οι συσκευές μίας χρήσης δεν έχουν επικυρωθεί για επαναχρησιμοποίηση. Εάν επαναχρησιμοποιήσετε μια συσκευή μπορεί να θεωρηθείτε νομικά υπεύθυνοι για την ασφαλής εκτέλεση.
2. Κίνδυνοι διασταυρούμενης μόλυνσης και λοίμωξης στους ασθενείς. Συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης:
 - CJD και παραλλαγής CJD.
 - Μεταδοτικές απογόνιδες εγκεφαλοπάθειες.
 - Βακτηριακών ενδοτοξινών.
 - Ηπατίτιδας Β και Ηπατίτιδας C.
 - Κινδύνων που ενέχουν οι ιοί HIV και AIDS
3. Αστοχία της συσκευής λόγω κόπωσης ή αποδόμησης του υλικού που προκαλείται λόγω εσωτερικής χρήσης και σχεδιασμού:
 - **Πλαστικά:** Μπορεί να αποδυναμωθούν, να στρεβλωθούν ή να γίνουν εύθραυστα.
 - **Μέταλλα:** Μπορεί να καταστραφούν ή να υποστούν σκουριά.
4. Τραυματισμός του ασθενούς από αστοχία της συσκευής και/ή χημικά εγκαύματα από κατάλοιπα παραγόντων απολύμανσης που απορροφούνται από τα υλικά.