

English

Product Description

Octopus with Vadsite is a range of single patient use single and multilumen, short intra-venous device/catheter extension sets with Vadsite, and depending on the device variant: anti-reflux valve(s). Octopus Vadsite could be used with all patient types.

The Octopus range is designed to facilitate the administration of single to multiple infusions via a single lumen of a vascular access device/catheter.

Precautions of use

- The using physician/nurse should be familiar with and undertake all standard precautions to avoid problems or complications associated with the use of needleless connectors. Observe strict aseptic technique to prevent infections.

Français

Description du produit

Les produits de la gamme Octopus Vadsite sont des prolongateurs courts 1 voie et multivoies à usage patient unique pour thérapie IV pouvant inclure un/plusieurs valves anti-retour en fonction du dispositif.

Octopus Vadsite peut être utilisé avec tout type de patient. La gamme Octopus est destinée à faciliter l'administration d'une perfusion unique/de perfusions multiples par une lumière du dispositif d'accès vasculaire.

Les Octopus avec valves anti-retour empêchent toute remontée de fluide/médicament dans la poche de perfusion évitant ainsi les surdosages de médicaments.

Mises en garde

- Le praticien/l'infirmier utilisateur doit connaître et appliquer toutes les précautions habituelles destinées à prévenir les complications et problèmes associés à l'utilisation de connecteurs de sécurité.

Español

Descripción del producto

Octopus con Vadsite es una gama de prolongadores cortos para catéteres/dispositivos intravenosos de uso único y con múltiples luces con Vadsite y, en función del tipo de dispositivo, válvula(s) antirreflujo.

Octopus con Vadsite pueden usarse con todos los tipos de pacientes. La gama Octopus está concebida para facilitar la administración de una o varias perfusiones a través de la única luz de un catéter o dispositivo de acceso vascular.

Hay válvulas anti-retorno montadas sobre el El Octopus. Estas válvulas impiden cualquier retorno de fluidos/medicamentos en la bolsa de perfusión.

Precauciones de uso

- El médico usuario debe estar familiarizado con el dispositivo y debe llevar a cabo todas las precauciones estándar, para evitar problemas o complicaciones asociadas con el uso de conector sin agujas.

Deutsch

Produktbeschreibung

Die Produktpalette Octopus mit Vadsite besteht aus kurzen intravenösen ein- oder mehrlumigen Katheterverlängerungen mit Vadsite zur Verwendung an einem einzelnen Patienten, die je nach Version mit Rückschlagventil(en) ausgestattet sind.

Octopus Systeme ermöglichen die Gabe einzelner oder mehrerer Infusionen über ein einzelnes Lumen eines Gefäßzugangs oder Katheters.

Die Varianten mit Rückschlagventil vermeiden das Risiko des Rückflusses von Infusionslösung und damit das Risiko einer Medikamentenüberdosierung.

Sicherheitshinweise

- Der ausführende Arzt sollte mit den üblichen Vorsichtsmaßnahmen zum Verwenden von nadelfreies geschlossenes Verbindungssystem vertraut sein, um Probleme und Komplikationen zu vermeiden.

Italiano

Descrizione del prodotto

Octopus con Vadsite è una gamma di prolunghe corte monolume o multilume e monopaziente per cateteri/dispositivi infusionali intravenosi dotate di connettore Vadsite e disponibili anche nelle versioni con una o più valvole di non ritorno.

Le prolunghe Octopus facilitano la somministrazione di una o più infusioni mediante un singolo lume nel cateterismo di tipo vascolare.

Le versioni di Octopus con Vadsite che includono valvole di non ritorno evitano il fenomeno di ritorno (risalita) della soluzione intravenosa e quindi il rischio di somministrare dosi eccessive di farmaci (sovradosaggio).

Precauzioni per l'uso

- Il medico deve adottare tutte le precauzioni abituali destinate a prevenire le complicanze che si possono verificare al momento dell'uso di connettori anti-pinchazo, polivalente, in sistema cerrado.

Nederlands

Productbeschrijving

Octopus met Vadsite is een gamma van korte single of multi-lumen verlengslangen voor éénmalig gebruik.

De Octopus met Vadsite is bedoeld om de toediening van een of meerdere infusies via een lumen van een vasculair hulpmiddel/katheter te vergemakkelijken.

De Octopus met Vadsite is bedoeld om de toediening van een of meerdere infusies via een lumen van een vasculair hulpmiddel/katheter te vergemakkelijken.

Voorzorgsmaatregelen

- De dokter moet alle standaard voorzorgsmaatregelen kennen en in acht nemen om problemen en complicaties te vermijden die gepaard gaan met de het gebruik van een bidirectioneel, gesloten, naaldloos intraveneus systeem.

Português

Descrição do produto

Octopus com Vadsite é uma gama descartável de conjuntos de extensão de cateteres/dispositivos intravenosos curtos, com um ou dois lúmenes e com Vadsite, e dependendo da variante do dispositivo: válvula(s) antirrefluxo.

A gama Octopus foi concebida para facilitar a administração de uma ou várias infusões através de um único lúmen do dispositivo/cateter de acesso vascular.

As variantes com válvulas antirrefluxo negam o risco de retrocesso do fluxo da infusão e, por conseguinte, o risco de excesso de medicação (dose excessiva de medicamentos).

Precauções de utilização

- O médico utilizador deve estar familiarizado com a técnica e tomar todas as precauções para evitar problemas ou complicações associadas à uso de conector e que não precisa de agulha.

Svenska

Produktbeskrivning


Octopus med Vadsite är en serie produkt avsedd för engångsbruk på en patient. De är förlängningskit för intravenösa kanyler/katetrar med enkel eller dubbel lumen med Vadsite och har beroende på typen av produkt en eller flera backflödesventiler.

Octopus med Vadsite är avsedd för att underlätta administrering av en eller flera infusioner via en lumen i en intravenös kanyl/kateter.

Octopus med Vadsite är avsedd för att underlätta administrering av en eller flera infusioner via en lumen i en intravenös kanyl/kateter.

Försiktighet vid användning

- Behandlande läkare ska vara förtrogen med och iaktta gängse försiktighetsåtgärder för att undvika problem eller komplikationer i samband med användning av en dubbelriktad näftri intravenös koppling.



Made in E.C.

